




1



2

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Support for Carpal Tunnel Syndrome, immobilization of the wrist.

CONTRAINDICATIONS

- None

WARNING & PRECAUTIONS

If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.

APPLICATION INSTRUCTIONS

- 1) Place hand in splint with thumb in side slot. The stay should be resting on the palm and in line with the arm.
- 2) Wrap and secure closures. Feed straps through D-rings and secure.

The support should be snug but comfortable.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Syndrome du canal carpien, immobilisation du poignet.

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Glissez la main dans dans l'orthèse, l'éclisse palmaire avec le bras et le pouce dans l'ouverture latérale.
- 2) Enrouler et fixer les fermetures. Faire passer les sangles dans les anneaux, puis serrer.

Le serrage doit être suffisant, mais confortable.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

APLICACIONES / INDICACIONES

- Síndrome del túnel del carpo, inmovilización de la muñeca.

CONTRAINDICACIONES

- Ninguno

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- 1) Coloque la mano en la férula con la ballena alineada con el brazo y el pulgar descansando en la ranura del costado.
- 2) Envuelva y fije los cierres. Pase las correas por las hebillas y fíjelas.

La sujeción debe estar bien ajustada, pero confortablemente.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

VERWENDUNGSZWECK / HINWEISE

- Karpaltunnelsyndrom, zur immobilisation des handgelenks.

KONTRAINDIKATIONEN

- Keiner

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- 1) Die Manschette so am Handgelenk anlegen, daß die Schiene entlang des Arms ausgerichtet ist und der Daumen in der seitlichen Öffnung liegt.
- 2) Die Manschette fixieren. Führen Sie die Bänder durch die Ösen und fixieren Sie sie.

Die Bänder so anlegen und fixieren, daß sie eng, aber bequem sitzen.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

USO PREVISTO/INDICAZIONI

- Sindrome del tunnel carpale, immobilizzazione del polso.

CONTROINDICAZIONI

- Nessuno

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Qualora nel corso dell'utilizzo di questo prodotto si avvertano dolore, gonfiori, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

- 1) Posizionare la mano nella polsiera, in modo che la stecca risulti allineata con il braccio e il pollice si infili nell'asola laterale.
- 2) Avvolgere e fissare le chiusure. Far passare gli strap attraverso gli anelli a D e fissarli.

Il tutore deve essere aderente ma non impedire la circolazione.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES

- Steun voor het carpaaltunnelsyndroom, immobilisatie van de pols.

CONTRA-INDICATIES

- Geen

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

- 1) Plaats de hand in het verband en leg de duim in de opening. De steun rust op de hand-palm en is in lijn met de arm.
- 2) Sluit het verband. Voer de velcrobanden door de D-ring en zet deze vast.

De steun moet stevig en comfortabel zijn.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE

- Pomůcka pro syndrom karpálního tunelu, imobilizace zápěstí.

KONTRAINDIKACE

- Žádné

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pokud se během používání tohoto výrobku objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ

- 1) Položte ruku na dlahu tak, aby byl palec v boční drážce. Dlaňový fixátor by se měl opírat o dlaň a být v jedné rovině s paží.
- 2) Ovíňte a stáhněte. Provlékните řemínky skrz D – kroužky a zajistěte.

Ortéza by měla být pevná, ale pohodlná.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NÚTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

- Pomôcka pre syndróm karpálneho tunelu, imobilizácia zápästia.

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, výmli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

- 1) Položte ruku na dlahu tak, aby bol palec v bočnej drážke. Dľaňový fixátor by sa mal opierať o dľaň a byť v jednej rovine s ramenom.
- 2) Oviňte a stiahnite. Zopnite remienky cez D – krúžky a zaistite.

Ortéza by mala byť pevná, ale pohodlná.

CARE

Hand wash in cold water using mild soap, rinse thoroughly. **AIRDRY.**
Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ENTRETIEN

Laver manuellement à l'eau froide, avec du savon doux, puis rincer intégralement. **LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE.**
Remarque: Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répare ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS: BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

CUIDADO

Lavar a mano en agua fría que utilizando jabón templado, enjuagar. **SECADO AL AIRE.**
Nota: Si no se enjuaga exhaustivamente, los restos de jabón pueden provocar irritación y deteriorar el material.



NO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

PREVISTO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

GARANTÍA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

PFLEGE

In einer milden, kalten Seifenlauge von Hand waschen. Gründlich ausspülen. **LÜFTTROCKNEN.**
Hinweis: Seifenrückstände können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.



NICHT MIT NATURKAUSCHUKLATEX HERGESTELLT.

FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINEN EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT

GARANTIE DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSAZT MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

MANTENIMENTO

Lavare a mano in acqua fredda con sapone neutro. Risciacquare accuratamente. **ASCIUGARE ALL'ARIA.**
Nota: se non risciacquato perfettamente, i residui di sapone potrebbero provocare irritazioni cutanee o danneggiare il materiale.



NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

DESTINATO ALL'USO SU PAZIENTE SINGOLO

GARANZIA DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

ONDERHOUD

Met de hand wassen in koud water en een zacht wasmiddel. **AAN DE LUCHT LATEN DROGEN.**
Opmerking: Wanneer de beugel niet goed is gespoeld, kunnen zeepresten de huid irriteren en het materiaal aantasten.



BEVAT GEEN NATUURLIJK LATEXRUBBER.

BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN PATIËNT

GARANTIE DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als materiaal- of fabricagefouten geconstateerd worden.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHULP VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

ÚDRŽBA

Vyperte ručně ve studené vodě s jemným mýdlem a důkladně opláchněte. **SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU.**
Poznámka: Pokud se mýdlo řádně neopláchne, může způsobit podráždění pokožky a narušit materiál.



NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX.

URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého výrobku nebo jeho části a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKOHLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANĚNÍ.

ÚDRŽBA

Vyperte ručně v studenej vode s jemným mydlom a dôkladne umyte. **SUŠTE VOĽNE NA VZDUCHU.**
Poznámka: Ak sa mydlo poriadne neomyje, môže spôsobiť podráždenie pokožky a narušiť materiál.




PRI VÝROBE NEBOL POUŽITÝ PŘÍRODNÝ GUMOVÝ LATEX.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNIK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKOHLÍ, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.





DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGennem FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILTÆNKT ANVENDELSE/INDIKATIONER

- Støtte ved seneskedehindebetændelse, immobilisering af håndleddet.

KONTRAINDIKATIONER

- Ingen

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER

Hvis der opstår smerter, hævelser, sansemæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.

VEJLEDNING I PÅSÆTNING

- 1) Læg hånden i skinnen med tommelfingeren i hullet i siden. Stiveren bør hvile på håndfladen og flugte med armen.
- 2) Viki stoffet om håndleddet, og fæstn lukningerne. Før remmene gennem D-ringene, og gør dem fast.

Skinen skal sidde tæt til, men føles behagelig.

VEDLIGEHOLDELSE

Vaskes i hånden i koldt vand med mild sæbe, skylles grundigt. LUFTTØRKES.

Bemærk: Hvis håndledsstøtten ikke skylles grundigt igennem, kan sæberester irritere huden og ned bryde materialet.

 **IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.**

TILTÆNKT BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT

GARANTI Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LESIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

- Stöd för karpaltunnelsyndrom, immobilisering av handleden.

KONTRAINDIKATIONER

- Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, ändrade förnimmelser eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan produkten används.

ANVISNINGAR FÖR APPLICERING

- 1) Placera handen i skenan med tummen i sidoöppningen. Staget ska vila i handflatan och i linje med armen.
- 2) Slå om och fäst ordentligt. Trä remmarna genom D-ringarna och säkra.

Stödet ska sitta åt med vara bekvämt.

SKÖTSEL

Handtvätta i kallt vatten med mild tvål, skölj ordentligt. LUFTTORKA.

Obs! Om stödet inte sköljs ordentligt kan tvålrester orsaka irritation och nedbrytning av materialet.

 **EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX).**

AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN ENDA PATIENT

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER

- Støtte for karpaltunnelsyndrom, immobilisering av håndleddet.

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Hvis det oppstår smerte, hevelse, endringer i følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, må du ta kontakt med legen straks.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- 1) Legg støtten rundt håndleddet med tommelen plassert i sideåpningen. Avstiveren skal hvile på håndflaten og gå parallelt med armen.
- 2) Fest støtten. Før stroppene gjennom D-ringene og fest.

Støtten skal sitte stramt, men ikke kjønn ubehagelig.

STELL

Vaskes for hånd i kaldt vann med mild såpe. Skylles grundig. LUFTTØRKES.

Merk: Hvis produktet ikke skylles grundig nok, kan såperester forårsake irritasjon og forringelse av materialet.

 **IKKE FREMSTILT AV NATURGUMMILATEKS.**

BARE MENT FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT

GARANTI DJO, LLC reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT

- Rannekanavaoireyhtymän hoitoon, ranteen immobilisointiin.

KONTRAINDIKAATIOT

- Ei ole

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Jos koet tuotteen käytön aikana kipua, turvotusta, tuntoaistimusten muutoksia tai epätavallisia reaktioita, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

PUKEMISOHJEET

- 1) Aseta käsi rannetukeen niin että peukalo tulee ulos sivussa olevasta reiästä. Tukiosan pitäisi olla kämmentä vasten ja samassa linjassa käsivarren kanssa.
- 2) Kiedo kiinnityshihnat käden ympäri. Pujota hihnat D-renkaiden läpi ja kiinnitä.

Rannetuen pitäisi olla tukevasti kiinni, mutta ei epämukavan kireällä.

TUOTTEEN HOITO

Pese käsin kylmässä vedessä mietoa saippuaa käyttäen ja huuhtelee perusteellisesti. ANNA KUIVUUA.

Huomautus: Jos rannetukea ei huuhdella perusteellisesti, saippuajäämä voi aiheuttaa ärsytystä ja haurastaa materiaalia.

 **VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA.**

SUOSITELLAAN YHDEN POTILAAN KAYTTOON

TAKUU DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITYT VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.



DONJOY

ComfortFORM™ Wrist

MUÑEQUERA COMFORTFORM™
ATTELLE DE POIGNET COMFORTFORM™
POLSIERA COMFORTFORM™
COMFORTFORM™ WRIST
COMFORTFORM™-HANDGELENKBANDAGE
COMFORTFORM™ ZÁPĚSTIA
COMFORTFORM™ HÅNDEDSSTØTTE
COMFORTFORM™ HANDLEDSSTÖD
HÅNDEDDSTØTTEN COMFORTFORM™
COMFORTFORM™-RANNETUKI
COMFORTFORM™ ZÁPĚSTÍ

