




1




2




3



4



5



6



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Upper extremity trauma (post-surgical repair, humeral lesions) Neurology: paralysis, hemiplegia.

CONTRAINDICATIONS

- Make sure the strap used as the arm sling is correctly positioned. Avoid placing on the spine.

WARNING & PRECAUTIONS

If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Various options: see drawings.

A WITH STRAIGHT STRAPS

- 1) Arm strap sling.
- 2) With swathe.
- 3) With arm strap sling & swathe.

B WITH CROSSED STRAP OVER THE BACK

- 4) Arm strap sling.
- 5) Back view.
- 6) With swathe.

Use the longer strip as an arm strap sling: use the contact closure tabs to make a loop at each end to hold the arm. Use the shorter strip as swathe.

CARE

Wash in cold water. Do not bleach. Do not dryclean. Do not iron.

COMPOSITION

74% Polyamide - 26% Cotton



LATEX FREE

INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Trauma des membres supérieurs (réparation postchirurgicale) lésions humérales) Neurologie : paralysie, hémiplégie.

CONTRE-INDICATIONS

- Assurez-vous que la sangle utilisée comme manchon est correctement positionnée. Évitez de la placer sur la colonne vertébrale.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Plusieurs options: voir les schémas.

A AVEC SANGLES DROITES

- 1) Manchon de bras.
- 2) Avec sangle thoracique.
- 3) Avec manchon de bras et sangle thoracique.

B AVEC SANGLE CROISÉE DANS LE DOS

- 4) Manchon de bras.
- 5) Vue de dos.
- 6) Avec sangle thoracique.

Utilisez la bande la plus longue comme manchon : à l'aide des attaches auto-agrippantes, faites une boucle à chaque extrémité pour maintenir le bras. Utilisez la bande courte comme sangle thoracique.

ENTRETIEN

Laver à l'eau froide. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

74% Polyamide - 26% Coton



SANS LATEX

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

APLICACIONES / INDICACIONES

- Trauma en extremidad superior (tras reparación quirúrgica, lesiones humerales). Neurología: parálisis, hemiplejía.

CONTRAINDICACIONES

- Asegurar que la tira empleada para sujetar el brazo esté en la posición correcta. Evitar colocarla sobre la columna.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

Varias opciones. Ver dibujo.

A CON TIRAS DERECHAS

- 1) Cabestrillo con tira para brazo.
- 2) Con venda.
- 3) Con cabestrillo con tira para brazo y venda.

B CON TIRAS CRUZADAS SOBRE LA ESPALDA

- 4) Cabestrillo con tira para brazo.
- 5) Vista posterior.
- 6) Con venda.

Use la tira más larga como la tira para el cabestrillo del brazo, use los cierres de contacto para formar un lazo en cada extremo para sostener el brazo. Use la tira más corta como una venda.

CUIDADO

Lavar en agua fría. No usar lejía. No limpiar a seco. No planchar.

COMPOSICIÓN

74% de poliámda - 26% de algodón



SIN LÁTEX

PREVISTO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

GARANTÍA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

VERWENDUNGSZWECK / HINWEISE

- Trauma der oberen Extremitäten (postoperative Heilung, Oberarmverletzungen) Neurologie: Lähmung, Halbseitenlähmung.

KONTRAINDIKATIONEN

- Sicherstellen, dass das Band, das als Armschlinge verwendet wird, korrekt positioniert wird. Nicht über die Wirbelsäule positionieren.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Verschiedene Optionen: siehe Zeichnungen.

A MIT GERADEN BÄNDERN

- 1) Armbandschlinge
- 2) Mit Bandage
- 3) Mit Armbandschlinge & Bandage

B MIT ÜBER DEM RÜCKEN ÜBERKREUZTEN BÄNDERN

- 4) Reggibraccio
- 5) Rückansicht
- 6) Mit Bandage

Das längere Band als Armschlinge verwenden: an beiden Enden mit dem Klettverschluss eine Schlaufe bilden, um den Arm zu halten. Das kürzere Band als Bandage verwenden.

PFLEGE

In kaltem Wasser waschen. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln.

VERWENDETE MATERIALIEN

74% polyamid - 26% baumwolle



LATEXFREI

FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINEN EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT

GARANTIE DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSAZT MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

USO PREVISTO/INDICAZIONI

- Trauma all'arto superiore (trattamento postoperatorio, lesioni dell'omero). Neurologia: paralisi, emiplegia.

CONTROINDICAZIONI

- Verificare di posizionare correttamente la fascia che funge da supporto reggibraccio. Evitare di posizionarla sulla colonna vertebrale.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Qualora nel corso dell'utilizzo di questo prodotto si avvertano dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Numerose opzioni: vedere illustrazioni.

A CON TIRANTI GIROSPALLA PARALLELI

- 1) Reggibraccio semplice.
- 2) Con fascia trasversale di immobilizzazione.
- 3) Immobilizzatore braccio e spalla.

B CON SINGOLO TIRANTE GIROSPALLA

- 4) Reggibraccio semplice.
- 5) Vista dorsale.
- 6) Con fascia trasversale di immobilizzazione.

Utilizzare quale supporto reggibraccio la fascia più lunga: con le chiusure a contatto, formare un'asola a ciascuna estremità per sorreggere il braccio. Utilizzare la fascia più corta come fascia di immobilizzazione.

MANTENIMENTO

Lavare in koud fredda. Non candeggiare. Non pulire a secco. Non stirare.

COMPOSIZIONE

74% poliammide - 26% cotone



NON CONTIENE LATTICE

DESTINATO ALL'USO SU PAZIENTE SINGOLO

GARANZIA DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES

- Trauma aan het bovenste lidmaat (postoperatief herstel, laesies aan de bovenarmen) Neurologie: paralyse, hemiplegie.

CONTRA-INDICATIES

- Zorg dat de band die als draagdoek wordt gebruikt, op de juiste plek wordt bevestigd. Vermijd de ruggengraat.

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

Verskillende opties: zie illustraties.

A MET RECHTE BANDEN

- 1) Draagdoek met armbevestiging
- 2) Met fixerende wikkel
- 3) Met armbevestiging & fixerende wikkel

B MET GEKRUISTE BAND OVER DE RUG

- 4) Draagband
- 5) Achteraanzicht
- 6) Met wikkel

Gebruik de langste strip als draagband: maak van de klittenbandjes aan beide zijden een lus om de arm op z'n plaats te houden. Gebruik de kortste strip als wikkel.

ONDERHOUD

Wassen in koud water. Geen bleekmiddel gebruiken. Niet chemisch reinigen. Niet strijken.

SAMENSTELLING

74% polyamide - 26% katoen



BEVAT GEEN LATEX

BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN PATIËNT

GARANTIE DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als materiaal- of fabricagefouten geconstateerd worden.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHOUP VAN DE ALTERNIEUWSTE TECHNIKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE

- Trauma horní končetiny (pooperační náprava, poškození kosti paží) Neurologie: paralyza, hemiplegie.

KONTRAINDIKACE

- Ujistěte se, že pás používaný jako závěs paže je ve správné poloze. Nasaďte pás tak, aby nebyl na páteři.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pokud se během používání tohoto výrobku objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ

Různé možnosti: viz nákresy.

A S ROVNÝMI PÁSY

- 1) Závěsný pás na paži.
- 2) S bandáží.
- 3) Se závěsným pásem na paži a bandáží.

B S PÁSEM PŘEKŘÍŽENÝM NA ZÁDECH

- 4) Závěsný pás na paži.
- 5) Pohled zezadu.
- 6) S ovinutím.

Dešší pás použijte jako závěs paže: suchým zipem vytvořte na každém konci smýčky, která bude paži držet. Kratší pás použijte jako bandáž.

ÚDRŽBA

Vyperte ve studené vodě. Nebělte. Nečistěte chemicky. Nežehlete.

SLOŽENÍ

74 % polyamid - 26 % bavlna



NEOBSAHUJE LATEX

URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého výrobku nebo jeho části a jeho příslušenstva z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZISKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENČIOU VOČÍ PORANENÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

- Úraz hornej končatiny (pooperačná náprava, lézie ramena). Neurologia: paralyza, hemiplegia.

KONTRAINDIKÁCIE

- Zabezpečte, aby páska slúžiaca ako ramenná slučka bola správne umiestnená. Vyhňte sa jej umiestneniu na chrbtici.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

Sú rôzne možnosti použitia: pozri kresby.

A S ROVNOU PÁSKOU

- 1) Ramenná slučka.
- 2) S ovinutím.
- 3) S ramennou slučkou a ovinutím.

B S PÁSKOU PŘEKŘÍŽENOU CEZ CHRÁT

- 4) Ramenná slučka.
- 5) Pohľad zozadu.
- 6) S ovinutím.

Ako ramennú pásovú slučku použite dlhšiu pásku. S pomocou suchého zipu vytvorte na každom konci slučku na držanie ramena. Kratší pás použite na ovinutie.




1




2




3



4



5



6



DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGennem FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FØR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILTÆNKT ANVENDELSE/INDIKATIONER

- Traume i øvre ekstremitet (postkirurgisk reparation, humeruslesioner) Neurologi: lammelse, hemiplegi.

KONTRAINDIKATIONER

- Sørg for at stroppen, der anvendes som en armslynge er placeret korrekt. Undgå at sætte den hen over rygsøjlen.

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER

Hvis der opstår smerter, hævelser, sansemæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.

VEJLEDNING I PÅSÆTNING

Forskellige indstillinger: se tegningerne.

A MED LIGE STROPPER

- 1) Armstropslynge.
- 2) Med forbindelse.
- 3) Med armstropslynge og forbindelse.

B MED STROP KRYDSET PÅ RYGGEN

- 4) Armstropslynge.
- 5) Set bagfra.
- 6) Med forbindelse.

Brug den længere strop som en stropslynge: Brug velcro taperne til at lave en løkke i begge ender til at holde armen. Brug den korte strop som forbindelse.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

- Vid trauma i en övre extremitet (postkirurgisk reparation, humerala lesioner) Neurologi: paralyse, hemiplegi.

KONTRAINDIKATIONER

- Kontrollera att det band som används som slyngeförband är korrekt placerat. Undvik att placera det på ryggraden.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, ändrade förmåelser eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan produkten används.

ANVISNINGAR FÖR APPLICERING

Flera olika alternativ: se ritningarna.

A MED BANDET RAKT

- 1) Slyngeförband.
- 2) Med omslagsförband.
- 3) Slyngeförband & omslagsförband.

B MED BANDET I KORS ÖVER RYGGEN

- 4) Slyngeförband.
- 5) Sett från baksidan.
- 6) Slyngeförband & omslagsförband.

Använd det längre bandet som slyngeförband: använd kardborrefunktionen för att göra en ögla vid varje ände för armen. Använd det kortare bandet som omslagsförband.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FØR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER

- Traume i øvre ekstremiteter (reparasjon etter kirurgi, skader på overarmsbenet) Nevrologi: paralyse, hemiplegi.

KONTRAINDIKASJONER

- Sørg for at stroppen som brukes som fatle for armen er korrekt plassert. Unngå at den plasseres langs ryggraden.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Hvis det oppstår smerte, hevelse, endringer i følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, må du ta kontakt med legen straks.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Flere muligheter: se illustrasjoner.

A MED RETTE STROPPER

- 1) Fatle for armen.
- 2) Med støttebelte.
- 3) Med fatle og støttebelte.

B MED STROPPEN DIAGONALT OVER RYGGEN

- 4) Fatle for armen.
- 5) Sett fra baksiden.
- 6) Med støttebelte.

Brug den lengste stroppen som fatle for armen: bruk borrelåsen til å lage en løkke i hver ende til å holde armen. Bruk den korteste stroppen som støttebelte.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT

- Yläraajan vamma (leikkauksen jälkeinen korjaus, olkaluuvauriot) Neurologia: halvaus, toispuolihalvaus.

KONTRAINDIKAATIOT

- Varmista, että käsivarren kannatinsiteenä käytettävä hihna on asetettu oikein. Älä aseta sitä selkärangan päälle.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Jos koet tuotteen käytön aikana kipua, turvotusta, tuntoaistimusten muutoksia tai epätavallisia reaktioita, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

PUKEMISOHJEET

Eri vaihtoehdot: katso kuvia.

A SUORILLA HIHNOILLA

- 1) Käsivarren kannatinside.
- 2) Sidoksella.
- 3) Käsivarren kannatinsiteillä ja sidoksella.

B SELÄN POIKITTAIISHIHNALLA

- 4) Käsivarren kannatinside.
- 5) Takanäkymä.
- 6) Sidoksella.

Käytä pitempää hihnaa käsivarren kannatinsiteenä: tee tarranauhoilla silmukka kumpaankin päähän käsivarren kannattelemista varten. Käytä lyhyempää hihnaa sitomiseen.

©2015 DJO, LLC 13-0315 REV D

www.DJOglobal.com
T +1.800.525.8785
USA
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
DJO, LLC
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany
EC REP



GCI

SHOULDER IMMOBILIZER
GILET DE CONTENTION D'ÉPAULE
IMMOVILIZADOR DEL HOMBRO
STÜTZE ZUR SCHULTERIMMOBILISIERUNG
IMMOBILIZZATORE PER SPALLA
SCHOUDERIMMOBILISATOR
RAMENNÍ IMOBILIZÉR
RAMENNÝ IMOBILIZÉR
SKULDERSTÖTTE
IMMOBILISERINGSSTÖD FÖR AXEL
SKULDERSTÖTTE
OLKAPÄÄN IMMOBILISAATTOTUKI

