




1



2



3



4

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS

• Upper extremity trauma. Neurology: paralysis, hemiplegia.

CONTRAINDICATIONS

• None

WARNING & PRECAUTIONS

If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.

APPLICATION INSTRUCTIONS

- 1) Place the forearm in the arm sling, the label facing outwards and the straps going up.
- 2) Pass the straps over the shoulders.
- 3) Cross the straps over the back.
- 4) Bring the straps back to the front, passing them under the arm sling. Attach the straps to the arm sling, using the contact closure tabs.
- 5) To immobilize the arm against the body, attach the swathe to the arm sling and wrap it around the thorax.

CARE

Wash in cold water. Do not bleach. Do not dryclean. Do not iron.

COMPOSITION

61% Polyamide - 30% Cotton - 5% Polyester - 4% Fibranne



LATEX FREE

INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

• Trauma des membres supérieurs. Neurologie : paralysie, hémip légie.

CONTRE-INDICATIONS

• Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Placez l'avant-bras dans le manchon avec l'étiquette à l'extérieur et les sangles vers le haut.
- 2) Passez les sangles sur les épaules.
- 3) Croisez les sangles dans le dos.
- 4) Ramenez les sangles en avant en les faisant passer sous le manchon. Fixez les sangles sur le manchon à l'aide des attaches en Velcro.
- 5) Pour immobiliser le bras contre le corps, fixez la sangle thoracique sur le manchon et enroulez-la autour du thorax.

ENTRETIEN

Laver à l'eau froide. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

61% Polyamide - 30% Coton - 5% Polyester - 4% Fibranne



SANS LATEX

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

APLICACIONES / INDICACIONES

• Trauma en extremidad superior. Neurología: parálisis, hemiplejía.

CONTRAINDICACIONES

• Ninguna

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- 1) Coloque el antebrazo en el cabestrillo, con la etiqueta mirando hacia afuera, y las tiras hacia arriba.
- 2) Pase las tiras sobre los hombros.
- 3) Cruce las tiras sobre la espalda.
- 4) Lleve nuevamente las tiras hacia adelante, y páselas por debajo del cabestrillo. Fije las tiras al cabestrillo utilizando los cierres de contacto.
- 5) Para inmovilizar el brazo contra el cuerpo, monte el vendaje al cabestrillo, y envuélvalo alrededor del tórax.

CUIDADO

Lavar en agua fría. No usar lejía. No limpiar a seco. No planchar.

COMPOSICIÓN

61% de poliamida - 30% de algodón - 5% de poliéster - 4% de fibrano



SIN LÁTEX

PREVISTO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

GARANTÍA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

VERWENDUNGSZWECK / HINWEISE

• Trauma der oberen Extremitäten. Neurologie: Lähmung, Halbseitenlähmung.

KONTRAINDIKATIONEN

• Keine

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- 1) Den Unterarm in die Armschlinge legen, wobei das Etikett nach außen zeigt und die Bänder nach oben führen.
- 2) Die Bänder über die Schultern führen.
- 3) Die Bänder auf dem Rücken überkreuzen.
- 4) Die Bänder wieder nach vorn und unter der Armschlinge durchführen. Die Bänder mit den Klettverschlüssen an der Armschlinge befestigen.
- 5) Damit der Arm unbeweglich am Körper anliegt, die Bandage an der Armschlinge anbringen und um den Brustkorb wickeln.

PFLEGE

In kaltem Wasser waschen. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln.

VERWENDETE MATERIALIEN

61% polyamid - 30% baumwolle - 5% polyester - 4% fibranne



LATEXFREI

FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINEN EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT

GARANTIE DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSAZT MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

USO PREVISTO/INDICAZIONI

• Trauma all'arto superiore. Neurologia: paralisi, emiplegia.

CONTROINDICAZIONI

• Nessuna

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Qualora nel corso dell'utilizzo di questo prodotto si avvertano dolore, gonfiori, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

- 1) Appoggiare l'avambraccio nella tasca reggibraccio, con l'etichetta rivolta verso l'esterno e i tiranti rivolti verso l'alto.
- 2) Far passare i tiranti sopra le spalle.
- 3) Incrociare i tiranti sulla schiena.
- 4) Riportare in avanti i tiranti, facendoli passare sotto la tasca reggibraccio. Fissarli alla tasca con le chiusure a a contatto.
- 5) Per immobilizzare il braccio al corpo, fissare la fascia trasversale alla tasca e avvolgerla attorno al torace.

MANTENIMENTO

Lavare in acqua fredda. Non candeggiare. Non pulire a secco. Non stirare.

COMPOSIZIONE

61% poliammide - 30% cotone - 5% poliestere - 4% fibranne



NON CONTIENE LATTICE

DESTINATO ALL'USO SU PAZIENTE SINGOLO

GARANZIA DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES

• Trauma van het bovenste lidmaat. Neurologie: paralyse, hemiplegie.

CONTRA-INDICATIES

• Geen

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

- 1) Leg de onderarm in de draagdoek. Zorg dat het etiket aan de buitenkant zit en de spanbanden naar boven gericht zijn.
- 2) Trek de banden over de schouders.
- 3) Kruis de banden achter de rug.
- 4) Breng de banden naar voren, onder de draagdoek door. Maak de banden met de klittenbandjes aan de draagdoek vast.
- 5) Fixeer de arm tegen het lichaam door de wikkel aan de draagdoek vast te maken en rond de thorax te wikkelen.

ONDERHOUD

Wassen in koud water. Geen bleekmiddel gebruiken. Niet chemisch reinigen. Niet strijken.

SAMENSTELLING

61% polyamide - 30% katoen - 5% polyester - 4% fibranne



BEVAT GEEN LATEX

BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN PATIËNT

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHOULP VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHOULP VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE

• Trauma horní končetiny. Neurologie: paralýza, hemiplegie.

KONTRAINDIKACE

• Žádné

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ak při používání tohoto produktu pocítujete akúkoľvek bolesť, otok, zmena citlivosti alebo jiné neobvyklé reakcie, ihneď sa obráťte na svého lekára.

POKyny K Použití

- 1) Vložte předloktí do závěsu tak, aby šítek směřoval ven a pásy nahoru.
- 2) Přetáhněte pásy přes ramena.
- 3) Překřížte pásy na zádech.
- 4) Přiveďte pásy zpět dopředu a pod závěs. Suchým zipem pásy připevněte k závěsu paže.
- 5) Pokud chcete paži znehybnit upevněním k tělu, připevněte k závěsu paže bandáž a omotejte ji kolem hrudníku.

ÚDRŽBA

Perte v studené vode. Nebézte. Nečistíte chemicky. Nežehľete.

SLOŽENÍ

61 % polyamid - 30 % bavlna - 5 % polyester - 4 % stříž



NEOBSAHUJE LATEX

URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého výrobku nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNEJŠICH TECHNIK VĚNOVANO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENČIOU VOČÍ PORANENÍU.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NÚTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

• Úraz hornej končatiny. Neuroológia: paralýza, hemiplegia.

KONTRAINDIKÁCIE

• Žiadne

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

- 1) Predaktie vložte do ramenného pása so šitkom smerujúcim navonok a pásmi idúcimi nahor.
- 2) Pásy prevedte ponad plecia.
- 3) Pásy na chrbte prekrižte.
- 4) Pásy dovďte späť dopredu, pričom ich vedte popod ramenný pás. Pásy prichyťte pomocou suchého zipsu o ramenný pás.
- 5) Kvôli znehybneniu ramena oproti telu pripevnite ovínadlo k ramennej slučke a oviňte ho okolo hrude.



1



2



3



4



DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FØR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILTÆNKT ANVENDELSE/INDIKATIONER

- Traume i øvre ekstremitet. Neurologi: lammelse, hemiplegi.

KONTRAINDIKATIONER

- Ingen

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER

Hvis der opstår smerter, hævelser, sansemæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.

VEJLEDNING I PÅSÆTNING

- 1) Læg underarmen i armstøtten med etiketten vendt udad og stropperne øverst.
- 2) Før stropperne over skuldrene.
- 3) Kryds stropperne over ryggen.
- 4) Før stropperne tilbage mod fronten og under armstøtten. Fastgør stropperne på armstøtten ved brug af velcroflapperne.
- 5) Armen kan immobiliseres mod kroppen ved at sætte forbindingen på armstøtten, og lægge den omkring brystkassen.

VEDLIGEHOLDELSE

Vaskes i koldt vand. Må ikke bleges. Må ikke renses kemisk. Må ikke stryges.

SAMMENSETNING

61 % polyamid - 30 % bomuld - 5 % polyester - 4 % fibran



LATEXFRI

TILTÆNKT BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT

GARANTI Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse.

ERKLÆRING: SELV OM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FØRENED E MAXIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

- Vid trauma i övre extremitet. Neurologi: paralyse, hemiplegi.

KONTRAINDIKATIONER

- Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, ändrade förmönelser eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan produkten används.

ANVISNINGAR FÖR APPLICERING

- 1) Placera underarmen i mitellan med etiketten utåt och banden uppåt.
- 2) Läg banden över axlarna.
- 3) Kryss banden över ryggen.
- 4) Hämta fram banden till framsidan under mitellan. Fäst banden i mitellan med kardborreflikarna.
- 5) För att fixera armen mot kroppen, linda omslagsförbandet över mitellan och runt bröstet.

SKÖTSEL

Tvättas i kallt vatten. Använd ej blekmedel. Skall ej kemtvättas. Skall ej strykas.

SAMMANSÄTTNING

61 % polyamid - 30 % bomull - 5 % polyester - 4 % fibranne



INNEHÅLLER INTE LATEX

AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN ENDA PATIENT

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER

- Traume i øvre ekstremitet. Nevrologi: paralyse, hemiplegi.

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Hvis det oppstår smerte, hevelse, endringer i følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, må du ta kontakt med legen straks.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- 1) Legg underarmen i fatlen. Etiketten skal vende ut og stroppene opp.
- 2) Før stroppene over skuldrene.
- 3) Kryss stroppene på ryggen.
- 4) Før stroppene tilbake foran på kroppen og under fatlen. Bruk borrelåsen til å feste stroppene til fatlen.
- 5) For å immobilisere armen mot kroppen festes støt tebeltet til fatlen og bindes rundt brystkassen.

STELL

Vaskes i kaldt vann. Må ikke blekes. Må ikke renses. Må ikke strykes.

SAMMENSETNING

61 % polyamid - 30 % bomull - 5 % polyester - 4 % fibran



LATEX FREE

BARE MENT FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPPNÅ MAXIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT

- Yläraajan vamma. Neurologia: halvaus, toispuolihalvaus.

KONTRAINDIKAATIOT

- Ei tunnettuja

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Jos koet tuotteen käytön aikana kipua, turvotusta, tuntoaistimusten muutoksia tai epätavallisia reaktioita, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

PUKEMISOHJEET

- 1) Aseta kyynärvarsi kannatinsiteeseen siten, että merkki on ulospäin ja hihnat osottavat ylöspäin.
- 2) Vie hihnat olkapäiden yli.
- 3) Johda hihnat ristiin selän yli.
- 4) Tuo hihnat takaisin etupuolelle ja vie ne kannatinsiteen alle. Kiinnitä hihnat kannatinsiteeseen tarraaunoilla.
- 5) Sido käsivarsi liikkumattomaksi vartaloa vasten kiinnittämällä sidos käsivarren kannatinsiteeseen ja käärimällä sidos rintakehän ympärille.

TUOTTEEN HOITO

Pese kylmällä vedellä. Älä käytä valkaisuaineita. Älä käytä kuivapesua. Älä siilitä.

VALMISTUSMATERIAALIT

61 % polyamid - 30 % puuvillaa - 5 % polyesteriä - 4 % viskoosia



UTEN LATEKS

SUOSITELLAAN YHDEN POTILAAN KAYTTOON

TAKUU DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITYT VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAUVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUITA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.



IMMO

SHOULDER IMMOBILIZER
GILET DE CONTENTION D'EPAULE
IMMOVILIZADOR DEL HOMBRO
STÜTZE ZUR SCHULTERIMMOBILISIERUNG
IMMOBILIZZATORE PER SPALLA
SCHOUDERIMMOBILISATOR
RAMENNÍ IMOBILIZÉR
RAMENNÝ IMOBILIZÉR
SKULDERSTÖTTE
IMMOBILISERINGSSTÖD FÖR AXEL
SKULDERSTÖTTE
OLKAPÄÄN IMMOBILISAATTOTUKI

