

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
C	LOGO CORR. CAD SPEC REL. COR# 15656	11-18-08	TV
D	REVISED PER COR# 18502	09-06-11	CG

LABELING TYPE: IFU (PURCHASED)

STYLE: 9 PANEL

FOLD: BINDERY-ACCORDION, FOLD IN HALF

SIZE: 26.500" X 11.625"


MATERIAL: 50# OFFSET SMOOTH

PRINT: 1/1 BLACK, TOP/BOTTOM

COLOR: BLACK


PRIMARY UOM: EA

PURCHASING UOM: EA



(ACCORDION FOLD)

SUGGESTED VENDOR: RR DONNELLY
VENDOR# 427106



(FOLD DOWN)

2. PDF PRINT FILE ATTACHED IN CIMAGE.

1. ARTWORK LOCATED IN O:/DOC CONTROL/PACKAGING

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

1. NRL ()
2. DNR ()
3. NO LATEX (X)

THE INFORMATION AND DESIGNS CONTAINED IN THIS DOCUMENT ARE CONFIDENTIAL. NEITHER RECEIPT NOR POSSESSION THEREOF, CONFERS OR TRANSFERS ANY RIGHT TO REPRODUCE OR DISCLOSE THE DOCUMENT, ANY PART THEREOF, ANY INFORMATION CONTAINED THEREIN, OR TO PRACTICE ANY METHOD OR PROCESS WITHIN, EXCEPT BY THE EXPRESS WRITTEN CONSENT FROM DJO.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ARE:

.X ± .1
.XX ± .03
.XXX ± .005

ANGLES
±1

DRAWN LATEST
D. FAZENDE

DESIGN ORIGINAL

DESIGNED LATEST
D. FAZENDE

ENGINEER CHECK
S. OCHOA

PROD. RELEASE
M. ARMES

DATE
01-15-11

01-15-11

01-15-11

3-21-06



VISTA, CALIFORNIA

92081-8553 U.S.A.

TITLE

PI, CAST SHOES/SANDALS

MATERIAL:
NOTED




FINISH:
NONE

SIZE
A

DRAWING No.
13-1322-0-00000

REV.
D

SCALE: NONE
SHEET: 1 OF 1



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INDICATIONS: To provide support and protection to the foot and cast during ambulation.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

- A) Slip the shoe or sandal over the cast.
B) Secure the hook and loop straps for a comfortable fit.

USE AND CARE: Clean with damp cloth. Dry thoroughly before next use. Cast sandals may be hand laundered with mild detergent in warm water and air dried. The sole may be wiped clean with damp cloth.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

WARNING: If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

INDICACIONES: para proporcionar apoyo y protección al pie y la escayola al caminar.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN:

- A) Deslice el zapato o la sandalia sobre la escayola.
B) Fije las correas de velcro para un calce cómodo.

USO Y CUIDADO: limpiar con un paño húmedo. Secar completamente antes de usar nuevamente. Las sandalias para escayolas puede lavarse a mano con agua tibia y un detergente suave, y secarse al aire libre. La suela puede limpiarse con un paño húmedo.

GARANTÍA: DJO, LLC reparará o sustituirá toda la unidad o parte de ella en caso de material defectuoso o fallos en la mano de obra durante el plazo de seis meses a partir de la fecha de venta.

ADVERTENCIA: si experimentara dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

INDIKATIONEN: Zum Stützen und Schutz des Fußes und des Gipsverbands beim Gehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

- A) Den Schuh oder die Sandale auf den Gipsverband schieben.
B) Die Klettverschlussbänder so befestigen, dass der Schuh bequem sitzt.

VERWENDUNG UND PFLEGE: Mit einem feuchten Tuch reinigen. Vor dem nächsten Gebrauch gründlich trocknen. Die Gipsandalen können mit mildem Waschmittel in warmem Wasser von Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden. Die Sohle kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

GARANTIE: DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch der kompletten Vorrichtung oder eines Teils der Vorrichtung und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

ACHTUNG: Sollten bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Änderungen der Empfindsamkeit oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSAITZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

INDICAZIONI PER L'USO: per fornire supporto e protezione al piede e all'ingessatura nel corso della deambulazione.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- A) Infilare la calzatura o il sandalo sull'ingessatura.
B) Fissare il gancio e avvolgere le fascette in modo che calzi comodamente.

USO E CURA: pulire con un panno umido. Asciugare a fondo prima dell'uso successivo. I sandali per ingessatura possono essere lavati a mano con un detergente delicato in acqua tiepida e asciugati all'aria. La suola può essere pulita con un panno umido.

GARANZIA: DJO, LLC si impegna a effettuare la riparazione o la sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o dei materiali rilevati entro sei mesi dalla data di acquisto.

AVVERTENZA: qualora nel corso dell'uso di questo prodotto si avvertano dolore, gonfiori, alterazioni della sensibilità o qualsiasi reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

INDICATIONS : Soutien et protection du pied et du plâtre durant la marche.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION :

- A) Glisser la chaussure ou la sandale par dessus le plâtre.
B) Fixer les bandes velcro pour un soutien confortable.

UTILISATION ET ENTRETIEN : Nettoyer avec un tissu humide. Sécher complètement avant l'utilisation suivante. Les sandales pour plâtre peuvent être nettoyées à la main avec un détergent doux et de l'eau tiède puis séchées à l'air libre. La semelle peut être nettoyée avec un chiffon humide.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie du produit et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVERTISSEMENT : En cas de douleur, de gonflement, d'altération des sensations ou de toute réaction inhabituelle pendant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un professionnel de la santé.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

INDICATIES: Voor steun en bescherming voor de voet en het gipsverband tijdens het lopen.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN:

- A) Trek de schoen of sandaal over het gipsverband.
B) Maak de klittenbandjes zo vast dat de schoen of sandaal comfortabel zit.

GEBRUIK EN ONDERHOUD: Reinigen met een vochtige doek. Vóór het volgende gebruik goed droogmaken. Gipsandalen mogen op de hand worden gewassen in warm water met een mild wasmiddel en aan de lucht worden gedroogd. De zool mag worden schoongeveegd met een vochtige doek.

GARANTIE: DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als er materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd.

WAARSCHUWING: Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHULP VAN DE ALLERNIETSTE TECHNIEKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUIA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRUIGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

INDIKÁCIE: na poskytnutie podpory a ochrany pre nohu a dlahu počas chôdze.

NÁVOD NA POUŽITIE:

- A) Topánku alebo sandál nasuňte na dlahu.
B) Pre pohodlné nosenie zaistíte háčik a slučkové popruhy.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ: vyčistíte navlhčenou handričkou. Pred ďalším použitím riadne vysušte. Sandále na dlahu môžete prať v rukách s jemným čistiacim prostriedkom v teplej vode a nechajte vyschnúť na vzduchu. Podrážku utrite dočista navlhčenou handričkou.

ZÁRUKA: spoločnosť DJO, LLC, vykoná opravu alebo výmenu celý výrobok alebo jeho časti a príslušenstvo, ktoré vykazujú materiálové alebo výrobné chyby v období šiestich mesiacov od dátumu predaja.

VÝSTRAHA: ak počas používania tohto produktu pocítite akúkoľvek bolesť, opuch, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNIK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZISKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGennem FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FØR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

INDIKATIONER: Beregnet til at give foden og gipsen støtte og beskyttelse under bevægelse.

ANVENDELSESVEJLEDNING:





- A) Skub skoen eller sandalen over gipsen.
B) Sæt velcroremmene fast, så skoen/sandalen sidder godt.

BRUG OG PLEJE: Rengør med en fugtig klud. Tør godt inden næste brug. Gipsandalen kan håndvaskes med et mildt rengøringsmiddel i varmt vand, og derefter lufttørres. Sålen kan tørres af med en fugtig klud.

GARANTI: DJO, LLC vil helt eller delvist reparere eller udskifte anordningen samt tilhører i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse op til seks måneder efter købsdatoen.

ADVARSEL: Hvis der ved anvendelse af produktet opstår smerter, hævelser, følelsesmæssige forandringer eller nogen som helst usædvanlige reaktioner, skal lægen straks kontaktes.

BEMÆRK: SELV OM DER ER ANVENDT DE NYESTE TEKNIKKER MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ MAKSIMAL FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG KOMFORT, ER DER INGEN GARANTI FØR, AT SKADER KAN UNDGÅS VED ANVENDELSE AF DETTE PRODUKT.



SVENSKA

LÄSFÖLJANDEANVISNINGARNOGGRANTOCHFULLSTÄNDIGT
INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION
ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA
FUNKTION.

INDIKATIONER:

Stöd och skydd för foten och gipset
när du går.

ANVISNINGAR FÖR APPLICERING:

A) Trä skon eller sandalen över gipset.
B) Dra åt och fäst kardborrbanden så att skon/sandalen sitter
bekvämt.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL:

Rengör med en fuktig
duk och låt torka ordentligt innan nästa användnings-
tillfälle. Gipssandaler kan handtvättas i kallt vatten med
ett mildt rengöringsmedel och lufttorkas. Sulan kan torkas
ren med en fuktig duk.

GARANTI:

DJO, LLC reparerar eller byter ut hela
eller delar av produkten och dess tillbehör vid
brister i material eller utförande under en period
om sex månader från försäljningsdatumet.

VARNING!

Om du känner smärta, svullnad,
känselförändringar eller ovanliga reaktioner när du
använder denna produkt ska du omedelbart kontakta
läkare.

OBSIALLAANSTRÄNGNINGARHARGJORTSOCHMODERNTEKNIKANVÄNTS
FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA,
HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA
FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN
LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ
LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

INDIKAATIOT:

Jalkaterän ja kipsin tukeminen ja suojelu
liikkumisen aikana.

PUKEMISOHJEET:

A) Vedä kenkä tai sandaali kipsin päälle.
B) Kiinnitä takiaistarranauhat siten, että sovitus tuntuu
mukavalta.

KÄYTTÖ JA HOITO:

Puhdista kostealla liinalla. Kuivaa
hyvin ennen seuraavaa käyttöä. Kipsinsuojasandaalit
voidaan pestä käsin miedolla pesuaineella lämpimässä
vedessä ja ripustaa kuivumaan. Pohjan voi pyyhkiä
puhtaaksi kostella liinalla.

TAKUU:

DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali-
tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden
osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa
myyntipäivästä.

VAROITUS:

Jos koet tätä tuotetta käyttäessäsi
kipua, turvotusta, tunnon muutoksia tai
epätavallisia reaktioita, pyydä välittömästi neuvoa
terveydenhuollon ammattilaiselta.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITTY
VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS
OLISI/VAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ
VAHINKO VOITAIKSI ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ
APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

INDIKACE:

Poskytnutí opory a ochrany pro nohu
a sádrový obvaz během chůze.

POKYNY K POUŽITÍ:

A) Nazujte si obuv nebo sandál přes sádrový obvaz.
B) Zajistěte pásky se suchým zipem tak, aby pohodlně
seděly.

POUŽITÍ A PÉČE:

Čistěte pomocí vlhké utěrky. Před
dalším použitím nechejte důkladně oschnout. Sandály
na sádrový obvaz lze ručně vyprat v teplé vodě za použití
jemného čistícího prostředku a nechat oschnout na
vzduchu. Podrážku lze otřít do čista pomocí navlhčené
utěrky.

ZÁRUKA:

Společnost DJO, LLC, opraví nebo vymění
celý výrobek nebo jeho části či příslušenství
v případě vady materiálu nebo zpracování po dobu
šesti měsíců od data prodeje.

VAROVÁNÍ:

Pokud při používání tohoto výrobku
zaznamenáte bolest, otok, změnu citlivosti nebo
jakoukoli jinou neobvyklou reakci, obraťte se
okamžitě na svého lékaře.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO
MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZISKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE,
SÍLY, TRVANLIVOSTI A POKOUDÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANĚNÍ.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETA E
ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO
CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO APROPRIADO DO
DISPOSITIVO.

INDICAÇÕES:

Para fornecer suporte e protecção ao pé e
ao suporte ao caminhar.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO:

A) Deslize o sapato ou sandália sobre o suporte.
B) Prenda as tiras de velcro para obter um ajuste confortável.

UTILIZAÇÃO E CUIDADO:

Limpe apenas com um
pano húmido. Seque completamente antes de usar
novamente. Suportes tipo sandália podem ser lavados
à mão em água quente e com um detergente suave e
podem ser secos ao ar livre. A sola pode ser limpa com
um pano húmido.

GARANTIA:

A DJO, LLC reparará ou substituirá toda
a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios
devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante
um período de seis meses a partir da data da venda.

ADVERTÊNCIA:

Se sentir qualquer dor, inchaço,
mudanças de sensação ou qualquer reacção anormal
enquanto usar este produto, consulte imediatamente
o seu médico.

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS
DE TÉCNICAS PARA SE OBTIVER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO,
FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, NÃO GARANTIMOS QUE NÃO
OCORRERÃO LESÕES COM A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE
ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE
AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FØR AT DET SKAL GI GOD
EFFEKT.

INDIKASJONER:

For støtte og beskyttelse for fot og gips
under bevegelse.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

A) Ta skoen eller sandalen på over gipsen.
B) Fest hempen og løkkestroppene slik at det blir
komfortabelt.

BRUK OG STELL:

Rengjør med en fuktig klut: Tørk
nøye før neste bruk. Gipssandaler kan håndvaskes med
milde vaskemidler i varmt vann og lufttørkes. Sålen kan
tørkes av med en fuktig klut.

GARANTI:

DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele
eller deler av produktet og dets tilbehør ved feil
på materiale eller utførelse, i en periode på
seks måneder etter salgsdato.

ADVARSEL:

Hvis du får smerter, hevelser, fornem-
melsesendringer, eller andre uvanlige reaksjoner
mens du bruker dette produktet, skal du straks ta
kontakt med legen.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE
TEKNIKKER FOR Å OPPNÅ MÅKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG
KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MÅNKA UNINGÅ SKADER VED Å
BRUKE DETTE PRODUKTET.

简体中文

使用本器械之前, 请仔细阅读地阅读下列使用说明。
正确的应用对器械发挥正常功能非常重要。

适应症:

行走时, 为脚和石膏模提供支撑和保护。

应用说明:

A) 将鞋子或凉鞋穿至石膏模之上。
B) 将粘扣带固定好, 保持贴合舒适。

使用和保养:

用湿布清洁。下次使用之前, 进行彻底
干燥。石膏凉鞋可以在温水中使用柔和清洁剂手洗, 并
晾干。鞋底可用湿布抹干净。

保修:

自购买之日起六个月内, 如果出现材料或工
艺方面的缺陷, DJO, LLC 将完全或部分维修或更换
设备及其附件。

警告:

如果在 使用此类产品过程中感到疼痛、肿
胀、感觉变化或其他任何异常的反应, 请立即咨询
您的医生。

注意: 美国联邦法律规定, 本器械必须由注册的健康护理人员销售由注册的健康
护理人员定购。

日本語

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよく
お読みください。本製品が適正に機能するため
には正しい使用法が不可欠です。

適応:

歩行中に足部とギブスを支え保護します。

装着手順:

A) ギブスの上からギブス用靴またはサンダルをはきま
す。
B) 適度にフィットするようにマジックテープで固定しま
す。

使用と手入れ:

湿った布できれいにします。完全に乾
かしてから使用してください。ギブス用サンダルは
中性洗剤を溶かした温水で手洗いし、空気乾燥させ
ることができます。ソールは湿った布で拭いてきれ
いにします。

保証:

DJO, LLCは、本体、部品、付属品に材質や
製造上の不良がある場合は、購入日から6か月間
に限り修理もしくは交換します。

警告:

本製品の使用中に痛み、腫れ、感覚の変化、
または異常な反応を感じた場合は、直ちに医療専
門家に相談してください。

注記:機能や強度、耐久性、快適性を最適化できるよう最先端技術によりあらゆ
る努力が払われていますが、本製品の使用により負傷が予防されるという保証
はまったくありません。

00000-0-00000-13-13
©2010 DJO, LLC
DJO, LLC
1430 Decision Street • Vista, CA 92081-8553 • USA
t 800.336.6569 f 800.336.6569
Djoglobal.com

Cast Shoes
and Sandals

Zapatos y sandalias para escayolas
Gipsverbandsschuhe und -sandalen
Calzature e sandali per ingessatura
Chaussures et sandales pour plâtre
Gipsschoenen en -sandalen
Topánky a sandále na dlahu
Gipssko og -sandaler
Gipsskor och gipssandaler
Kipsinsuojakengät ja -sandaalit
Obuv a sandály na sádrový obvaz
Suportes tipo sapato e sandália
Gipssko og -sandaler
石膏鞋和凉鞋
ギブス用靴およびギブス用サンダル

DONJOY®

CE