

**Boston  
Scientific**

## **Acquire™**

Endoscopic Ultrasound  
Fine Needle Biopsy (FNB) Device

## **Acquire™**

**FLEXIBLE**

Endoscopic Ultrasound  
Fine Needle Biopsy (FNB) Device

<b>Directions for Use</b>	<b>2</b>
<b>Instrucciones de uso</b>	<b>9</b>
<b>Mode d'emploi</b>	<b>17</b>
<b>Gebrauchsanweisung</b>	<b>25</b>
<b>Istruzioni per l'uso</b>	<b>33</b>
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	<b>41</b>
<b>Instruções de Utilização</b>	<b>49</b>



91088719-01

2016-01

## TABLE DES MATIÈRES

<b>MISE EN GARDE</b> .....	<b>18</b>
<b>DESCRIPTION DU DISPOSITIF</b> .....	<b>18</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE L'AIGUILLE</b> .....	<b>19</b>
<b>UTILISATION/INDICATIONS</b> .....	<b>19</b>
<b>CONTRE-INDICATIONS</b> .....	<b>19</b>
<b>MISES EN GARDE</b> .....	<b>19</b>
<b>PRÉCAUTIONS</b> .....	<b>19</b>
<b>ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES</b> .....	<b>19</b>
<b>PRÉSENTATION</b> .....	<b>20</b>
Stockage.....	20
<b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b> .....	<b>20</b>
Sélection du dispositif.....	20
Préparation du produit.....	20
Préparation de la seringue.....	20
Figure 1.....	20
Utilisation du produit .....	21
Figure 2.....	21
<b>GARANTIE</b> .....	<b>24</b>

# Acquire™

Dispositif de biopsie par aiguille fine (BAF) sous échoendoscopie

# Acquire™

**FLEXIBLE**

Dispositif de biopsie par aiguille fine (BAF) sous échoendoscopie

## Rx ONLY

**Avertissement** : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription d'un médecin.

### MISE EN GARDE

Contenu STÉRILISÉ à l'oxyde d'éthylène (OE). Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé. Si le produit est endommagé, contacter le représentant de Boston Scientific.

À usage unique. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation de ce dispositif risquent de compromettre son intégrité structurelle et/ou d'entraîner son dysfonctionnement, risquant de provoquer des blessures, des maladies ou le décès du patient. De plus, une telle action risque d'entraîner la contamination du dispositif et/ou l'infection croisée du patient, y compris la transmission de maladies infectieuses d'un patient à un autre. La contamination du dispositif peut causer des blessures, des maladies ou le décès du patient.

Après utilisation, éliminer le produit et l'emballage conformément au règlement de l'établissement, de l'administration et/ou du gouvernement local.

### DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le dispositif de biopsie par aiguille fine (BAF) sous échoendoscopie Acquire est une aiguille de biopsie sous échoendoscopie pouvant être couplée au canal de biopsie d'un échoendoscope linéaire électronique (CLA, Curvilinear Array) à l'aide d'un raccord Luer standard et introduite dans le tube digestif. La longueur de la gaine du dispositif peut être ajustée en fonction du modèle d'échoendoscope.

L'aiguille est utilisée pour prélever des échantillons de lésions placées dans les lumières majeures du système digestif ou qui leur sont adjacentes et pouvant être identifiées et ciblées sous échoendoscopie. Les longueurs de la gaine et de l'aiguille peuvent toutes deux être ajustées en fonction de la distance à laquelle se trouve la lésion cible. Les ajustements de longueurs de gaine et d'aiguille sont établis et verrouillés par le médecin à l'aide des mécanismes de verrouillage par molette situés sur la poignée du dispositif.

Un échantillon est prélevé en faisant pénétrer l'aiguille dans la lésion tout en appliquant une aspiration et en faisant faire à l'aiguille un mouvement de va-et-vient afin d'obtenir un échantillon. L'échantillon peut être préparé selon le protocole normal de l'établissement.

L'aiguille de BAF Acquire présente des caractéristiques échogènes (visible sous échographie) au niveau de son extrémité distale pour faciliter la visualisation en temps réel du dispositif sous échographie.

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AIGUILLE

Longueur utile : ajustable de 137,5 cm à 141,5 cm

Longueur de l'aiguille : ajustable de 0 cm à 8 cm

Diamètre : 19 G, 22 G et 25 G

Dia. ext. de l'aiguille Flex 19 G : 1,14 mm	Canal interventionnel 2,8 mm minimum
Dia. ext. de l'aiguille 22 G : 0,72 mm	Canal interventionnel 2,4 mm minimum
Dia. ext. de l'aiguille 25 G : 0,52 mm	Canal interventionnel 2,4 mm minimum

## UTILISATION/INDICATIONS

Le dispositif de biopsie par aiguille fine Acquire™ est conçu pour prélever des échantillons dans des lésions gastro-intestinales sous-muqueuses et extramuraux via le canal interventionnel d'un écho-endoscope à balayage curviligne.

## CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications à l'utilisation de ce dispositif sont celles spécifiques à la procédure endoscopique principale à effectuer pour accéder au site désiré. Les contre-indications relatives aux ponctions sous-muqueuse et extra-murale comprennent sans y être limitées : une coagulopathie.

## MISES EN GARDE

Le dispositif de biopsie par aiguille fine sous échoendoscopie Acquire ne doit être utilisé pour ponctionner des tissus que si les risques d'hémorragie ne présentent pas de danger pour les patients. Ce dispositif doit être utilisé avec précaution et uniquement après étude minutieuse chez les patients présentant des durées de saignement importantes ou des coagulopathies.

## PRÉCAUTIONS

Lire l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser l'aiguille Acquire. L'aiguille Acquire doit être utilisée par ou exclusivement sous supervision d'un médecin dûment formé à l'échoendoscopie et aux ponctions/biopsies par aiguille fine. Une parfaite connaissance des principes techniques, des applications cliniques et des risques inhérents aux procédures échoendoscopiques et aux ponctions/biopsies avec aiguille fine est indispensable avant d'utiliser de ce dispositif. L'emballage et le dispositif doivent être inspectés avant toute utilisation. Ne pas utiliser si le produit ou l'emballage est endommagé.

## ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Les complications associées à une utilisation de l'aiguille Acquire peuvent inclure :

- Saignements
- Perforation
- Pancréatite
- Infection
- Péritonite
- Inflammation
- Aspiration
- Fièvre
- Réaction allergique aux médicaments
- Hypotension
- Dépression ou arrêt respiratoire
- Arythmie ou arrêt cardiaque
- Ensemencement tumoral

## PRÉSENTATION

Contenu STÉRILISÉ à l'oxyde d'éthylène (OE). Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'étiquetage est incomplet ou illisible. Si le produit est endommagé, contacter le représentant Boston Scientific. Contenu de l'emballage :

- Une (1) aiguille Acquire™
- Une (1) seringue à vide
- Un (1) robinet à une voie

## Stockage

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Sélection du dispositif

1. Sélectionner un dispositif de taille appropriée pour la procédure.
2. Inspecter le dispositif pour garantir qu'il soit bien dans les limites de durée d'entreposage acceptable.

### Préparation du produit

1. Ouvrir l'emballage contenant le dispositif et enlever l'insert en plastique renfermant le dispositif Acquire et la seringue.
2. Retirer le dispositif et la seringue de l'emballage.

---

**Avertissement :** Inspecter visuellement le robinet après l'avoir retiré de l'emballage pour confirmer qu'il est bien en position ouverte ; NE PAS L'UTILISER dans le cas contraire. Contacter le service clientèle de Boston Scientific et renvoyer le produit.

---

**Avertissement :** Inspecter visuellement le dispositif pour détecter toute pièce détachée, tordue ou cassée, tout dommage ou toute autre anomalie. Vérifier que le cathéter n'a pas été pincé et ne présente aucun autre dommage. NE PAS L'UTILISER dans le cas où une anomalie quelconque est détectée. Des pièces cassées, des fissures ou des pincements perturberaient le fonctionnement mécanique de l'aiguille Acquire. NE PAS UTILISER le dispositif s'il ne fonctionne pas correctement ou présente des signes d'endommagement. Contacter le service clientèle de Boston Scientific et renvoyer le produit.

---

### Préparation de la seringue




Figure 1.

- 1-a : Coulisement normal      1-c : Nervures de verrouillage  
1-b : Verrouillage pour      1-d : Goupille d'arrêt  
maintenir le vide


1. Inspecter le robinet (figure 1-a). Le robinet dispose de deux raccords Luer permettant de raccorder l'aiguille et la seringue. L'échange d'air se produit lorsque le robinet est en position ouverte. Le robinet est ouvert lorsqu'il est parallèle à la seringue ; il est fermé lorsqu'il est perpendiculaire à la seringue (comme illustré).

- Examiner la seringue (figure 1). Le corps de la seringue présente une goupille d'arrêt (figure 1-d) et le piston de la seringue dispose de quatre nervures de verrouillage (figure 1-c). Le piston de la seringue peut être manœuvré dans le corps de la seringue afin de la verrouiller et de la déverrouiller. Pour verrouiller la seringue, tirer sur le piston jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le volume de ponction désiré (figure 1-a). Tourner le piston dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à ce que la goupille d'arrêt s'engage dans les nervures de verrouillage du piston (figure 1-b). Tourner le piston dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer.

**Remarque :** Le robinet est requis pour maintenir l'aspiration durant l'intervention.

**Avertissement :** Si le robinet n'est pas correctement réglé, une ponction adéquate peut se révéler inatteignable.

### Utilisation du produit



**Figure 2.**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 2-a : Raccord Luer                    | 2-d : Verrou d'ajustement de l'aiguille          |
| 2-b : Jauge d'ajustement de la gaine  | 2-e : Jauge de profondeur de l'aiguille          |
| 2-c : Verrou d'ajustement de la gaine | 2-f : Orifice d'aspiration et capuchon de stylet |

- Enlever l'aiguille de son emballage et vérifier qu'elle n'a pas été endommagée.
- Confirmer que l'aiguille soit totalement rentrée et que la molette d'ajustement d'aiguille (figure 2-d) soit sécurisée en position zéro (figure 2-e).
- Déterminer la longueur de gaine appropriée en fonction de la longueur de l'échoendoscope. Utiliser la molette d'ajustement de gaine (figure 2-c) pour régler la longueur de gaine désiré et pour la verrouiller en position. Tourner la molette d'ajustement de gaine dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la gaine en position. L'extrémité distale de la gaine doit être visible sur l'image endoscopique.

**Remarque :** Les numéros et marquages de référence de la jauge d'ajustement de la gaine (figure 2-b) ne sont donnés qu'à titre indicatif.

- Tourner la molette de l'élévateur endoscopique pour abaisser l'élévateur.

**Avertissement :** Si l'élévateur endoscopique n'est pas abaissé avant l'insertion, cela pourrait endommager le dispositif.

- Introduire le cathéter dans le canal interventionnel de l'échoendoscope. Faire avancer le dispositif lentement dans le canal interventionnel sur l'échoendoscope.

**Avertissement :** Arrêter de pousser si une résistance se fait sentir et repositionner le cathéter ou l'échoendoscope. Une poussée trop forte pourrait endommager l'échoendoscope.

- Continuer à faire avancer le dispositif jusqu'à ce qu'il ressorte de l'échoendoscope et que la gaine soit visible sur l'image endoscopique. Serrer le raccord Luer (figure 2-a) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre afin de raccorder le dispositif à l'orifice du canal interventionnel de l'échoendoscope.

---

**Remarque :** S'il s'avère nécessaire d'ajuster la longueur de gaine, desserrer le verrou d'ajustement de gaine (figure 2-c) et la repositionner au point de référence approprié.

---

**Avertissement :** Ne pas serrer le raccord Luer trop fort sur l'échoendoscope car cela risquerait de l'endommager.

---

**Avertissement :** Avant de faire avancer l'aiguille, s'assurer que le dispositif est bien fixé sur l'échoendoscope et que les deux verrous d'ajustement de l'aiguille et d'ajustement de la gaine sont sécurisés. L'échoendoscope pourrait être endommagé si cela n'est pas le cas.

---

**Avertissement :** Les performances de gonflage peuvent se trouver réduites lorsque le dispositif est raccordé à l'échoendoscope.

---

- Vérifier la distance entre l'extrémité distale de la gaine et le site cible à l'aide de l'image échographique.
- Ajuster la profondeur de pénétration de l'aiguille dans la position désirée à l'aide du verrou d'ajustement de l'aiguille (figure 2-d). Pour contrôler la profondeur de pénétration de l'aiguille dans le site cible, desserrer le verrou d'ajustement de l'aiguille en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Aligner le verrou d'ajustement de l'aiguille avec le chiffre de référence approprié sur la poignée du dispositif. Le verrouiller en position en tournant le verrou d'ajustement de l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre.

---

**Remarque :** Les numéros et marquages de référence de la jauge de profondeur de l'aiguille (figure 2-e) ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les chiffres de référence représentent l'extension de l'aiguille (en centimètres) lorsque le dispositif se trouve dans une position rectiligne.

---

- Faire avancer l'aiguille en faisant glisser la poignée dans la direction de l'échoendoscope d'un mouvement lent et contrôlé afin de pénétrer le site cible et tout en observant l'image échographique.

---

**Remarque :** S'il s'avère nécessaire d'ajuster le niveau de pénétration de l'aiguille, desserrer le verrou d'ajustement de l'aiguille, la repositionner et la verrouiller au point de référence approprié.

---

- Enlever le stylet (figure 2-f) de l'orifice d'aspiration du dispositif en le desserrant et en le tirant doucement hors de la poignée du dispositif.

---

**Remarque :** Le stylet peut être enroulé et attaché à l'aide du mécanisme de clip se trouvant sur le capuchon du stylet (figure 2-f). Le stylet doit être conservé pour des passages d'aiguille supplémentaires au cours de cette même intervention.

---

**Avertissement :** Une mauvaise manipulation du stylet pourrait endommager le dispositif.

---

---

**Avertissement** : L'extrémité du stylet est pointue. Prendre les précautions nécessaires pour veiller à ce que le stylet soit manipulé correctement. Une fois qu'il a été enlevé de l'aiguille, le stylet doit être traité comme un produit infectieux et peut présenter un risque d'infection.

---

11. Préparer la seringue et le robinet fournis comme indiqué précédemment. Tourner le robinet en position fermée, c'est-à-dire perpendiculaire à la seringue. Tirer le piston de la seringue jusqu'à l'obtention du volume désiré et utiliser les nervures de verrouillage et la goupille d'arrêt de la seringue pour verrouiller le piston dans cette position (figures 1-c et 1-d).

---

**Avertissement** : Pour ce dispositif, il est déconseillé d'utiliser des méthodes d'aspiration autres que la seringue fournie.

---

12. Raccorder la seringue fournie à l'orifice d'aspiration (figure 2-f) de la poignée du dispositif.
13. Tourner le robinet en position ouverte (parallèle à la poignée du dispositif) pour aspirer.
14. Manœuvrer l'aiguille dans le site cible pour maximiser le prélèvement de l'échantillon tout en observant la pénétration de l'aiguille sur l'image échographique.
15. Lorsqu'un nombre adéquat de passages ont été faits avec l'aiguille, fermer le robinet en le tournant jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la seringue. Ceci interrompt l'aspiration.
16. Rentrer l'aiguille complètement dans la gaine en faisant glisser la poignée du côté opposé à l'échoendoscope jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas bouger davantage. Sécuriser l'aiguille à l'aide du verrou d'ajustement de l'aiguille avant de retirer le dispositif de l'échoendoscope.

---

**Avertissement** : S'assurer que l'aiguille soit complètement rentrée dans la gaine. Si l'aiguille n'est pas sécurisée, l'échoendoscope pourrait s'en trouver endommagé ou le patient pourrait être blessé.

---

17. Abaisser l'élévateur sur l'échoendoscope.

---

**Avertissement** : Si l'élévateur endoscopique n'est pas abaissé avant le retrait, cela pourrait endommager le dispositif.

---

18. Détacher le dispositif de l'échoendoscope en tournant le raccord Luer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlever lentement et avec précaution le dispositif de l'échoendoscope.
19. Une fois que le dispositif a été retiré de l'échoendoscope, relâcher le verrou d'ajustement de l'aiguille et faire avancer la poignée du dispositif pour faire sortir l'aiguille de la gaine.
20. Enlever la seringue et le robinet de l'orifice d'aspiration.
21. Ouvrir le robinet se trouvant sur la seringue en le tournant de manière à ce qu'il soit parallèle à la seringue. Tirer sur le piston de la seringue pour aspirer de l'air dans celle-ci.
22. Rebrancher la seringue sur l'orifice d'aspiration.
23. Pousser sur le piston de la seringue pour expulser l'échantillon prélevé de l'aiguille.

---

**Remarque** : Les nervures de verrouillage et la goupille d'arrêt (figures 1-c et 1-d) doivent être désengagées pour faire passer l'air de la seringue.

---

---

**Avertissement :** Prendre des précautions pour éviter les projections d'échantillon lors de son expulsion de l'aiguille. L'échantillon peut présenter un risque d'infection et doit donc être traité comme un produit potentiellement infectieux.

---

24. Préparer l'échantillon conformément au protocole de l'établissement.

---

**Remarque :** Des passages multiples peuvent être nécessaires pour obtenir un échantillon adéquat.

---

25. Si des passages supplémentaires sont requis sur le même site cible, préparer le dispositif en rinçant l'aiguille et en essuyant le stylet avec de l'eau ou du sérum physiologique stériles. Réinsérer le stylet dans l'aiguille, examiner l'aiguille pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et répéter les étapes 2 à 24.

---

**Avertissement :** Si l'aiguille n'est pas rincée et que le stylet n'est pas essuyé avant d'être réinséré dans l'aiguille, le passage du stylet pourrait être difficile ou le dispositif pourrait être endommagé.

---

## GARANTIE

Boston Scientific Corporation (BSC) garantit que cet instrument a été conçu et fabriqué avec un soin raisonnable. **Cette garantie remplace et exclut toute autre garantie non expressément formulée dans le présent document, qu'elle soit explicite ou implicite en vertu de la loi ou de toute autre manière, y compris notamment toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.** La manipulation, le stockage, le nettoyage et la stérilisation de cet instrument ainsi que les facteurs relatifs au patient, au diagnostic, au traitement, aux procédures chirurgicales et autres domaines hors du contrôle de BSC, affectent directement l'instrument et les résultats obtenus par son utilisation. Les obligations de BSC selon les termes de cette garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement de cet instrument. BSC ne sera en aucun cas responsable des pertes, dommages ou frais accessoires ou indirects découlant de l'utilisation de cet instrument. BSC n'assume, ni n'autorise aucune tierce personne à assumer en son nom, aucune autre responsabilité ou obligation supplémentaire liée à cet instrument. **BSC ne peut être tenu responsable en cas de réutilisation, de retraitement ou de restérilisation des instruments et n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, y compris notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier concernant ces instruments.**




Catalog Number  
 Número de catálogo  
 Numéro de catalogue  
 Bestell-Nr.  
 Numero di catalogo  
 Catalogusnummer  
 Referência



Consult instructions for use.  
 Consultar las instrucciones de uso.  
 Consulter le mode d'emploi.  
 Gebrauchsanweisung beachten.  
 Consultare le istruzioni per l'uso.  
 Raadpleeg instructies voor gebruik.  
 Consulte as Instruções de Utilização



Contents  
 Contenido  
 Contenu  
 Inhalt  
 Contenuto  
 Inhoud  
 Conteúdo



EU Authorized Representative  
 Representante autorizado en la UE  
 Représentant agréé UE  
 Autorisierter Vertreter in der EU  
 Rappresentante autorizzato per l'UE  
 Erkend vertegenwoordiger in EU  
 Representante Autorizado na U.E.



Legal Manufacturer  
 Fabricante legal  
 Fabricant légal  
 Berechtigter Hersteller  
 Fabbricante legale  
 Wettelijke fabrikant  
 Fabricante Legal



Lot  
 Lote  
 Lot  
 Charge  
 Lotto  
 Partij  
 Lote



Recyclable Package  
 Envase reciclable  
 Emballage recyclable  
 Wiederverwertbare Verpackung  
 Confezione riciclabile  
 Recyclebare verpakking  
 Embalagem Reciclável



Use By  
 Fecha de caducidad  
 Date limite d'utilisation  
 Verwendbar bis  
 Usare entro  
 Uiterste gebruiksdatum  
 Validade



Australian Sponsor Address  
 Dirección del patrocinador australiano  
 Adresse du promoteur australien  
 Adresse des australischen Sponsors  
 Indirizzo sponsor australiano  
 Adres Australische sponsor  
 Endereço do Patrocinador Australiano



Argentina Local Contact  
 Contacto local en Argentina  
 Contact local en Argentine  
 Lokaler Kontakt Argentinien  
 Contatto locale per l'Argentina  
 Contactpersoon Argentinië  
 Contacto local na Argentina



For single use only. Do not reuse.  
 Para un solo uso. No reutilizar.  
 À usage unique. Ne pas réutiliser.  
 Für den einmaligen Gebrauch. Nicht wieder verwenden.  
 Esclusivamente monouso. Non riutilizzare.  
 Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken.  
 Apenas para uma única utilização. Não reutilize.



Do Not Resterilize  
No reesterilizar  
Ne pas restériliser  
Nicht erneut sterilisieren  
Non risterilizzare  
Niet opnieuw steriliseren  
Não reesterilize



Do not use if package is damaged.  
No usar si el envase está dañado.  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.  
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.  
Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata.  
Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.  
Não utilize se a embalagem estiver danificada.



Sterilized using ethylene oxide.  
Esterilizado por óxido de etileno.  
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.  
Mit Ethylenoxid sterilisiert.  
Sterilizzato con ossido di etilene.  
Gesteriliseerd met ethyleenoxide.  
Esterilizado por óxido de etileno.



Minimum Required Working Channel  
Canal de trabajo mínimo necesario  
Canal interventionnel minimum requis  
Minimal erforderlicher Arbeitskanal  
Canale di lavoro minimo necessario  
Minimaal vereist werkkanal  
Canal de Trabalho Mínimo Necessário



Adjustable Needle Length  
Longitud de aguja ajustable  
Longueur réglable de l'aiguille  
Verstellbare Nadellänge  
Lunghezza dell'ago regolabile  
Verstelbare naaldlengte  
Comprimento da Agulha Ajustável



Adjustable Working Length  
Longitud de trabajo ajustable  
Longueur utile réglable  
Verstellbare Arbeitslänge  
Lunghezza utile regolabile  
Verstelbare werk lengte  
Comprimento de Trabalho Ajustável

**EC REP** **EU Authorized Representative**

Boston Scientific Limited  
Ballybrit Business Park  
Galway  
IRELAND

**AUS** **Australian Sponsor Address**

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY  
NSW 1455  
Australia  
Free Phone 1800 676 133  
Free Fax 1800 836 666

**ARG** **Argentina Local Contact**

Para obtener información de contacto de Boston Scientific Argentina SA, por favor, acceda al link [www.bostonscientific.com/arg](http://www.bostonscientific.com/arg)

 **Legal Manufacturer**

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752  
USA  
USA Customer Service 888-272-1001

 **Do not use if package is damaged.**

 **Recyclable Package**

**C € 0086**

© 2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.