



FICHE TECHNIQUE

CE 0318
98 05 00 92 CP

OPER DRES

Pansement absorbant adhésif acrylique stérile support non tissé

Référence : FAMILLE 37000 - Cladimed : F51BZ99

Ne contient pas de latex



PANSEMENT ABSORBANT ADHESIF COMPOSE DE 3 ELEMENTS :

- Bande non tissé aérée adhésive sur 4 côtés
Support non tissé 100% polyester Adhésif acrylique hypoallergénique
- Compresse très absorbante en viscose et polyester, recouverte d'un film non adhérent en polypropylène perforé
- Deux feuilles de papier siliconé au retrait facile pour respecter l'asepsie lors de la pose.

CARACTERISTIQUES

- Non adhésion de la compresse à la plaie
- Grande capacité d'absorption
- Non tissé totalement perméable à l'air
- Stérile

DIMENSIONS

* Unité de vente = 1 boîte

REFERENCE	DIMENSION PANSEMENT	DIMENSION COMPRESSE	CONDITIONNEMENT
37107	7.2 x 5 cm	4,5 x 2,8 cm	1800 Unités : 36 boîtes de 50 unités
37117	9 x 5 cm	4,5 x 2,8 cm	1800 Unités : 36 boîtes de 50 unités
37127	9 x 10 cm	4,5 x 5,8 cm	1040 Unités : 26 boîtes de 40 unités
37137	9 x 15 cm	4,5 x 9,6 cm	800 Unités : 20 boîtes de 40 unités
37147	9 x 20 cm	4,5 x 14,5 cm	640 Unités : 16 boîtes de 40 unités
37157	9 x 25 cm	4,5 x 18,9 cm	600 Unités : 15 boîtes de 40 unités
37167	9 x 30 cm	4,5 x 28,1 cm	480 Unités : 12 boîtes de 40 unités
37177	9 x 35 cm	4,5 x 30 cm	450 Unités : 9 boîtes de 50 unités



PROPRIETES PHYSICOCHEMIQUES

1 - Support adhésif non tissé aéré (100 % polyester, adhésif acrylique hypoallergénique, papier protecteur siliconé)

Propriétés	Unité	Valeur	Tolérance	Norme
Grammage de l'adhésif	g/m ²	25	+/- 3	Pharmacopée
Adhésivité	g/ cm	> 100	+/- 10 %	Européenne
Perméabilité	g/m ² / 24 h	4000	+/- 10 %	Méthode B-273
Tension longitudinale	N	125	+/- 10 %	DIN 53857-T02
transversale	N	32		
Elasticité CD/MD	%	70		

2 - Compresse (85 % viscose, 15 % polyester, film non adhérent de polypropylène)

Propriétés	Unité	Valeur	Tolérance	Norme
Grammage	g/m ²	205	+/- 10 %	Pharmacopée Anglaise
Absorption	%	1100	+/- 10 %	vol 2.226 Annexe XXL
Epaisseur	mm	2.5	+/- 10 %	DIN 53855-T01

TOLERANCE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Opredres offre une parfaite tolérance cutanée. Il n'y a pas de contre-indications. Des tests réguliers in vitro sont effectués pour vérifier l'innocuité du pansement. L'utilisation chez l'homme n'a montré aucune réaction allergique.

VALIDITE DE STERILISATION

5 ans (stérilisé à l'oxyde d'éthylène)

CONDITION DE PROTECTION ET STOCKAGE

Le produit doit être gardé dans les conditions normales de stockage, c'est à dire loin d'une source de chaleur ou d'humidité pour ne pas altérer les propriétés de l'adhésif. Des contrôles réguliers sont effectués par notre pharmacien, responsable des conditions de stockage avant livraison.

IHT CLINICAL

6 Allée du Catchère - 31770 Colomiers

Tel : 05.62.74.08.44 - Fax : 05.62.74.08.43

Pharmacien Responsable

Geneviève CLIPET