

Fiche Technique

NEOBRUSH ENFit® Ecouvillon pour nettoyage de sondes entérales ENFit™

Ecouvillon

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A50DZ99
Code LPPR* si applicable : *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	NA
Classe du DM :	I
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	2019
Fabricant :	ASEPT INMED

Descriptif du dispositif :

Ecouvillon permettant le nettoyage des connexions ENFit™ des dispositifs de nutrition entérale.
Conditionnement : 30 unités

Références Catalogue :

Désignation	Référence
NEOBRUSH ENFit™ - Ecouvillon de nettoyage connectique ENFit	222570

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Poignée
Elément : Fil métallique
Elément : Brosse

Matériau : ABS
Matériau : Acier inoxydable
Matériau : Nylon

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Indications :

Alimentation entérale

Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : NA

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01