DONJOY° CONDILAX™







INDICATIONS:

- Épicondylite et épitrochléïte (tennis et golf elbow).
- Arthrose du coude.
- Reprise de l'activité après traumatisme ou chirurgie du coude.

CARACTÉRISTIQUES:

- Inserts épicondiliens en silicone.
- Tricotage anatomique et élasticité multidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).



Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multidirectionnelle



Compression graduelle



Inserts silicone



Insert épicondylien

| TAILLE | CIRC. COUDE | CODE ARTICLE | CODE ACL |
|--------|-------------|--------------|------------------------|
| T1 | 18 - 20 cm | S400B-1 | 34010 9662990 3 |
| T2 | 21 - 24 cm | S400B-2 | 34010 9732383 1 |
| T3 | 25 - 28 cm | S400B-3 | 34010 9732408 1 |
| T4 | 29 - 31 cm | S400B-4 | 34010 9732414 2 |
| T5 | 32 - 35 cm | S400B-5 | 34010 9732420 3 |
| Т6 | 36 - 39 cm | S400B-6 | 34010 9732437 1 |

Prescrire : Condilax™ DonJoy® - Non Remboursé S.S.