


DONJOY® TRU-PULL®



INDICATIONS :

- Post-luxation ou subluxation sévère de la rotule.
- Suites opératoires de la translation de la tubérosité tibiale antérieure.
- Chondropathie rotulienne sur rotule instable.
- Tendinopathie sévère du tendon rotulien.
- Maintien de la rotule en position physiologique dans toute l'amplitude articulaire du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de traction comprenant une sangle au-dessus et en dessous de la rotule, permettant une forte traction dynamique durant l'extension du genou.
- Réalisée dans un matériau respirant pour le confort et en néoprène (partie haute).
- Position du coussin rotulien au choix du praticien.
- Dégagement du creux poplité pour un plus grand confort lors de la pratique sportive, ou en flexion maximum.
- Articulations amovibles.
- Livrée avec 2 coussins rotuliens auto-agrippants (5 mm et 10 mm d'épaisseur).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - POP - XS	81-22922	3401044083993
DROITE - POP - S	81-22923	3401044124269
DROITE - POP - M	81-22925	3401044084136
DROITE - POP - L	81-22927	3401044084365
DROITE - POP - XL	81-22928	3401044084426
DROITE - POP - XXL	81-22929	3401044084594
DROITE - POP - XXXL	81-22929-10	3401044306771
GAUCHE - POP - XS	81-22932	3401044084655
GAUCHE - POP - S	81-22933	3401044084716
GAUCHE - POP - M	81-22935	3401044084884
GAUCHE - POP - L	81-22937	3401044084945
GAUCHE - POP - XL	81-22938	3401044085027
GAUCHE - POP - XXL	81-22939	3401044085195
GAUCHE - POP - XXXL	81-22939-10	3401044306832



Découvrez la vidéo de mise en place
d'une Tru-Pull® DonJoy®