

## Fiche Technique

# PINCE EXTRACTEUR DE CORPS ETRANGERS

Extracteur corps étranger

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

**Code CLADIMED :** A64BA03

**Code LPPR\* si applicable :** NA

\*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

**Classe du DM :** IIa

**Directive de l'UE applicable :** 93/42/CE

**N° Organisme notifié :** 0123

**Première mise sur le marché de l'UE :**

**Fabricant :** ANREI

#### Descriptif du dispositif :

Cet extracteur permet le retrait, via un endoscope, d'une sonde double J.

#### Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cond't
Pincés gainées dent de rat, Longueur 60cm, Ø 1.8mm	GSF-18-600	222606	10 unités
Pincés gainées dent de rat, Longueur 120cm, Ø 1.8mm	GSF-18-1200	222607	10 unités

#### Composition du dispositif et accessoires :

##### Principaux composants et matériaux :

Élément : Dent de rat

Matériau : Acier inoxydable

Élément : Tube

Matériau : Acier inoxydable/Polyéthylène

Élément : Poignée

Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène

Élément : Capuchon

Matériau : Polychlorur de Vynile

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :**

**Latex :** Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B :** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Bisphénol A :** Absence

## Fiche Technique

### Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

#### Domaines :

Endoscopie  
Urologie

#### Indications :

Urologie  
Extraction de sonde double J

### 2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

### 3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

#### Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

#### Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

#### Durée de validité du produit :

2 ans.

### 4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

#### Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

#### Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

#### PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

#### CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – [ccavelier@aseptinmed.fr](mailto:ccavelier@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01