








Labeling

BioBall™ Implants



Sample Label BioBall™ - valid for

1. BioBall™ Adapter 12/14 Standard - HM30121 - HM30128

Inner Package Label (on second packaging) and Outer Package Label (on outer packaging)

12/14 (5°42') S (-3.0) 	BioBall™ Adapter 12/14 Standard	REF HM30121 LOT MSXXXXXXXXX 2025-01-29
	Taper: 12/14 (5°42') Neck: S (-3.0 mm) Material: TiAl6V4 ELI / ISO 5832-3	
 (0190404826602548711725012910)MSXXXXXXXXX		
		
 Merete GmbH, Alt-Lankwitz, 102, D-12247 Berlin Distributed: Merete Technologies Inc., 18W 140 Butterfield Rd., Oakbrook Terrace, IL 60181		

Patient Label (Supplement in outer packaging)







12/14 (5°42') S (-3.0) Neck: S (-3.0 mm) Taper: 12/14 (5°42')	BioBall™ Adapter 12/14 Standard	REF HM30121 LOT MSXXXXXXXXX 2025-01-29 Material: TiAl6V4 ELI ISO 5832-3
		
 Merete GmbH, Alt-Lankwitz, 102, D-12247 Berlin Distributed: Merete Technologies Inc., 18W 140 Butterfield Rd., Oakbrook Terrace, IL 60181		

Additional Labels (on outer packaging)





de	Zugelassen für BioBall™ Steckkopf, Schaftkonus 12/14 (5°42'). Halslänge S (-3.0 mm). Material TiAl6V4 ELI. Achtung: Auf diesen BioBall™ Adapter ist ausschließlich das Aufstecken von BioBall™ Steckköpfen zulässig. Nur anwenden, wenn Innenkonus BioBall™ Adapter und Außenkonus Prothese kompatibel sind.
el	Εγκριμένο για τη κεφαλή BioBall™. Κώνος στελέχους 12/14 (5°42'). Μήκος αυχένα: S (-3.0 mm). Υλικό: TiAl6V4 ELI. Προσοχή: Σε αυτόν τον προσαρμογέα BioBall™ επιτρέπεται η τοποθέτηση κεφαλών BioBall™ αποκλειστικά. Να χρησιμοποιείται, μόνο εάν ο εσωτερικός κώνος του προσαρμογέα BioBall™ και ο εξωτερικός κώνος της πρόθεσης είναι συμβατοί.
en	Approved for BioBall™ Head. Stem Taper: 12/14 (5°42'). Neck Length: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Attention: The use of this BioBall™ Adapter is only allowed in combination with BioBall™ Heads. Use only if BioBall™ adapter inner taper and stem outer taper are compatible.
es	Producto autorizado para la cabeza BioBall™. Cono del vástago: 12/14 (5°42'). Longitud del cuello: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Atención: Este adaptador BioBall™ solo es apto para su uso con las cabezas BioBall™. Use este producto exclusivamente si el cono interior del adaptador BioBall™, y el cono exterior de la prótesis son compatibles.
fr	Admis pour cupules BioBall™. Cône de tige: 12/14 (5°42'). Longueur de col: S (-3.0 mm). Matériau: TiAl6V4 ELI. Attention: Seule la pose de cupules BioBall™ est autorisée sur ces adaptateurs BioBall™. Utiliser uniquement si le cône intérieur de l'adaptateur BioBall™ et le cône extérieur de la prothèse sont compatibles.
it	Omologato per testa BioBall™. Cono stelo: 12/14 (5°42'). Lunghezza collo: S (-3.0 mm). Materiale: TiAl6V4 ELI. Attenzione: Gli adattatori BioBall™ possono essere combinati esclusivamente con le teste BioBall™. Da utilizzare solo quando il cono interno dell'adattatore BioBall™ e il cono esterno della protesi sono compatibili.
pt	Permitido para cabeça modular BioBall™. Cone de haste: 12/14 (5°42'). Comprimento do colo: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Atenção: É exclusivamente permitida a inserção de cabeças modulares BioBall™ sobre este adaptador BioBall™. Usar apenas se o adaptador BioBall™ de cone interno for compatível com a prótese de cone externo.
pl	Zatwierdzone do stosowania z głową BioBall™. Element łączący trzpienia: 12/14 (5°42'). Długość szyjki: S (-3.0 mm). Materiał: TiAl6V4 ELI. Uwaga: Z adapterem BioBall™ dozwolone jest stosowanie wyłącznie głowy BioBall™. Stosować wyłącznie jeśli wewnętrzny element łączący adaptera BioBall™ jest kompatybilny z zewnętrznym elementem łączącym protezy.

2. BioBall™ Adapter 14/16 Standard - HM30142 - HM30148

Inner Package Label (on second packaging) and Outer Package Label (on outer packaging)

14/16 (5°42')	BioBall™ Adapter 14/16	REF HM30142
M (0.0)	Standard	LOT MSXXXXXXXX
	Taper: 14/16 (5°42') Neck: M (0.0 mm)	2025-01-29
	Material: TiAl6V4 ELI / ISO 5832-3	STERILE R
		
	Merete GmbH, Alt-Lankwitz 102, D-12247 Berlin	2020-01

Patient Label (Supplement in outer packaging)










14/16 (5°42')	BioBall™	
M (0.0)	Adapter 14/16 Standard	
Neck: M (0.0 mm) Taper: 14/16 (5°42')	REF HM30142	
	LOT MSXXXXXXXX	
	2025-01-29	
	Material: TiAl6V4 ELI ISO 5832-3	
	STERILE R	
	Merete GmbH, Alt-Lankwitz 102, D-12247 Berlin	2020-01

Additional Labels (on outer packaging)






de	Zugelassen für BioBall™ Stechkopf, Schaftkonus 12/14 (5°42'). Halslänge S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Achtung: Auf diesen BioBall™ Adapter ist ausschließlich das Aufstecken von BioBall™ Stechköpfen zulässig. Nur anwenden, wenn Innenkonus BioBall™ Adapter und Außenkonus Prothese kompatibel sind.
el	Εγκριμένο για τη κεφαλή BioBall™. Κώνος στελέους 12/14 (5°42'). Μήκος αυχένα: S (-3.0 mm). Υλικό TiAl6V4 ELI. Προσοχή: Σε αυτόν τον προσαρμογέα BioBall™ επιτρέπεται η τοποθέτηση κεφαλών BioBall™ αποκλειστικά. Να χρησιμοποιείται μόνο εάν ο εσωτερικός κώνος του προσαρμογέα BioBall™ και ο εξωτερικός κώνος της πρόθεσης είναι συμβατοί.
en	Approved for BioBall™ Head. Stem Taper: 12/14 (5°42'). Neck Length: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Attention: The use of this BioBall™ Adapter is only allowed in combination with BioBall™ Heads. Use only if BioBall™ adapter inner taper and stem outer taper are compatible.
es	Producto autorizado para la cabeza BioBall™. Cono del vástago: 12/14 (5°42'). Longitud del cuello: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Atención: Este adaptador BioBall™ solo es apto para su uso con las cabezas BioBall™. Use este producto exclusivamente si el cono interior del adaptador BioBall™, y el cono exterior de la prótesis son compatibles.
fr	Admis pour cupules BioBall™. Cône de tige: 12/14 (5°42'). Longueur de col: S (-3.0 mm). Matériau: TiAl6V4 ELI. Attention: Seule la pose de cupules BioBall™ est autorisée sur ces adaptateurs BioBall™. Utiliser uniquement si le cône intérieur de l'adaptateur BioBall™ et le cône extérieur de la prothèse sont compatibles.
it	Omologato per testa BioBall™. Cono stelo: 12/14 (5°42'). Lunghezza collo: S (-3.0 mm). Materiale: TiAl6V4 ELI. Attenzione: Gli adattatori BioBall™ possono essere combinati esclusivamente con le teste BioBall™. Da utilizzare solo quando il cono interno dell'adattatore BioBall™ e il cono esterno della protesi sono compatibili.
pt	Permitido para cabeça modular BioBall™. Cone de haste: 12/14 (5°42'). Comprimento do colo: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Atenção: É exclusivamente permitida a inserção de cabeças modulares BioBall™ sobre este adaptador BioBall™. Usar apenas se o adaptador BioBall™ de cone interno for compatível com a prótese de cone externo.
pl	Zatwierdzone do stosowania z głową BioBall™. Element łączący trzpienia: 12/14 (5°42'). Długość szyjki: S (-3.0 mm). Materiał: TiAl6V4 ELI. Uwaga: Z adapterem BioBall™ dozwolone jest stosowanie wyłącznie głowy BioBall™. Stosować wyłącznie jeśli wewnętrzny element łączący adaptera BioBall™ jest kompatybilny z zewnętrznym elementem łączącym protezy.

3. BioBall™ Adapter 12/14 Offset - HM30222 - HM30228

Inner Package Label (on second packaging) and Outer Package Label (on outer packaging)

12/14 (5°42') M (0.0)	BioBall™ Adapter 12/14 Offset 7.5°	REF HM30222 LOT MSXXXXXXXXX 2025-01-29
	Taper: 12/14 (5°42') Neck: M (0.0 mm) Material: TiAl6V4 ELI / ISO 5832-3	 STERILE R 
    		
 Merete GmbH, Alt-Lankwitz 102, D-12247 Berlin Distributed: Merete Technologies Inc., 18W 140 Butterfield Rd., Oakbrook Terrace, IL 60181		2020-01

Patient Label (Supplement in outer packaging)






12/14 (5°42') M (0.0)	BioBall™ Adapter 12/14 Offset 7.5°	REF HM30222 LOT MSXXXXXXXXX 2025-01-29 Material: TiAl6V4 ELI ISO 5832-3
Neck: M (0.0 mm) Taper: 12/14 (5°42')		  STERILE R 
 Merete GmbH, Alt-Lankwitz 102, D-12247 Berlin Distributed: Merete Technologies Inc., 18W 140 Butterfield Rd., Oakbrook Terrace, IL 60181		2020-01

Additional Labels (on outer packaging)




de	Zugelassen für BioBall™ Steckkopf, Schaftkonus 12/14 (5°42'). Halslänge S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Achtung: Auf diesen BioBall™ Adapter ist ausschließlich das Aufstecken von BioBall™ Steckköpfen zulässig. Nur anwenden, wenn Innenkonus BioBall™ Adapter und Außenkonus Prothese kompatibel sind.
el	Εγκεκριμένο για τη κεφαλή BioBall™. Κώνος στελέχους 12/14 (5°42'). Μήκος αυχένα: S (-3.0 mm). Υλικό: TiAl6V4 ELI. Προσοχή: Σε αυτόν τον προσαρμογέα BioBall™ επιτρέπεται η τοποθέτηση κεφαλών BioBall™ αποκλειστικά. Να χρησιμοποιείται μόνο εάν ο εσωτερικός κώνος του προσαρμογέα BioBall™ και ο εξωτερικός κώνος της πρόθεσης είναι συμβατοί.
en	Approved for BioBall™ Head. Stem Taper: 12/14 (5°42'). Neck Length: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Attention: The use of this BioBall™ Adapter is only allowed in combination with BioBall™ Heads. Use only if BioBall™ adapter inner taper and stem outer taper are compatible.
es	Producto autorizado para la cabeza BioBall™. Cono del vástago: 12/14 (5°42'). Longitud del cuello: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Atención: Este adaptador BioBall™ solo es apto para su uso con las cabezas BioBall™. Use este producto exclusivamente si el cono interior del adaptador BioBall™, y el cono exterior de la prótesis son compatibles.
fr	Admis pour cupules BioBall™. Cône de tige: 12/14 (5°42'). Longueur de col: S (-3.0 mm). Matériau: TiAl6V4 ELI. Attention: Seule la pose de cupules BioBall™ est autorisée sur ces adaptateurs BioBall™. Utiliser uniquement si le cône intérieur de l'adaptateur BioBall™ et le cône extérieur de la prothèse sont compatibles.
it	Omologato per testa BioBall™. Cono stelo: 12/14 (5°42'). Lunghezza collo: S (-3.0 mm). Materiale: TiAl6V4 ELI. Attenzione: Gli adattatori BioBall™ possono essere combinati esclusivamente con le teste BioBall™. Da utilizzare solo quando il cono interno dell'adattatore BioBall™ e il cono esterno della protesi sono compatibili.
pt	Permitido para cabeça modular BioBall™. Cone de haste: 12/14 (5°42'). Comprimento do colo: S (-3.0 mm). Material: TiAl6V4 ELI. Atenção: É exclusivamente permitida a inserção de cabeças modulares BioBall™ sobre este adaptador BioBall™. Usar apenas se o adaptador BioBall™ de cone interno for compatível com a prótese de cone externo.
pl	Zatwierdzone do stosowania z głową BioBall™. Element łączący trzpienia: 12/14 (5°42'). Długość szyjki: S (-3.0 mm). Materiał: TiAl6V4 ELI. Uwaga: Z adapterem BioBall™ dozwolone jest stosowanie wyłącznie głowy BioBall™. Stosować wyłącznie jeśli wewnętrzny element łączący adaptera BioBall™ jest kompatybilny z zewnętrznym elementem łączącym protezy.

4. BioBall™ Adapter 14/16 Offset - HM30445 - HM30448

Inner Package Label (on second packaging) and Outer Package Label (on outer packaging)

	14/16 (5°42') 2XL (+10.5)	BioBall™ Adapter 14/16 Offset 7.5°	REF HM30445 LOT MSXXXXXXXX 2025-01-29
	Taper: 14/16 (5°42') Neck: 2XL (+10.5 mm) Material: TiA16V4 ELI / ISO 5832-3		
			
 Merete GmbH, Alt-Lankwitz 102, D-12247 Berlin		2020-01	

Patient Label (Supplement in outer packaging)


14/16 (5°42') 2XL (+10.5)	BioBall™ Adapter 14/16 Offset 7.5°	
Neck: 2XL (+10.5 mm) Taper: 14/16 (5°42')	REF HM30445 LOT MSXXXXXXXX 2025-01-29 Material: TiA16V4 ELI ISO 5832-3	
		
 Merete GmbH, Alt-Lankwitz 102, D-12247 Berlin		2020-01

Additional Labels (on outer packaging)


<p>de Zugelassen für BioBall™ Stechkopf, Schaftkonus 12/14 (5°42'). Halslänge S (-3.0 mm). Material: TiA16V4 ELI. Achtung: Auf diesen BioBall™ Adapter ist ausschließlich das Aufstecken von BioBall™ Stechköpfen zulässig. Nur anwenden, wenn Innenkonus BioBall™ Adapter und Außenkonus Prothese kompatibel sind.</p>
<p>el Εγκριμένο για τη κεφαλή BioBall™. Κώνος στελέγους 12/14 (5°42'). Μήκος αυχένα: S (-3.0 mm). Υλικό TiA16V4 ELI. Προσοχή: Σε αυτόν τον προσαρμογέα BioBall™ επιτρέπεται η τοποθέτηση κεφαλών BioBall™ αποκλειστικά. Να χρησιμοποιείται μόνο εάν ο εσωτερικός κώνος του προσαρμογέα BioBall™ και ο εξωτερικός κώνος της πρόθεσης είναι συμβατοί.</p>
<p>en Approved for BioBall™ Head. Stem Taper: 12/14 (5°42'). Neck Length: S (-3.0 mm). Material: TiA16V4 ELI. Attention: The use of this BioBall™ Adapter is only allowed in combination with BioBall™ Heads. Use only if BioBall™ adapter inner taper and stem outer taper are compatible.</p>
<p>es Producto autorizado para la cabeza BioBall™. Cono del vástago: 12/14 (5°42'). Longitud del cuello: S (-3.0 mm). Material: TiA16V4 ELI. Atención: Este adaptador BioBall™ solo es apto para su uso con las cabezas BioBall™. Use este producto exclusivamente si el cono interior del adaptador BioBall™, y el cono exterior de la prótesis son compatibles.</p>
<p>fr Admis pour cupules BioBall™. Cône de tige: 12/14 (5°42'). Longueur de col: S (-3.0 mm). Matériau: TiA16V4 ELI. Attention: Seule la pose de cupules BioBall™ est autorisée sur ces adaptateurs BioBall™. Utiliser uniquement si le cône intérieur de l'adaptateur BioBall™ et le cône extérieur de la prothèse sont compatibles.</p>
<p>it Omologato per testa BioBall™. Cono stelo: 12/14 (5°42'). Lunghezza collo: S (-3.0 mm). Materiale: TiA16V4 ELI. Attenzione: Gli adattatori BioBall™ possono essere combinati esclusivamente con le teste BioBall™. Da utilizzare solo quando il cono interno dell'adattatore BioBall™ e il cono esterno della protesi sono compatibili.</p>
<p>pt Permitido para cabeça modular BioBall™. Cone de haste: 12/14 (5°42'). Comprimento do colo: S (-3.0 mm). Material: TiA16V4 ELI. Atenção: É exclusivamente permitida a inserção de cabeças modulares BioBall™ sobre este adaptador BioBall™. Usar apenas se o adaptador BioBall™ de cone interno for compatível com a prótese de cone externo.</p>
<p>pl Zatwierdzone do stosowania z głową BioBall™. Element łączący trzpienia: 12/14 (5°42'). Długość szyjki: S (-3.0 mm). Materiał: TiA16V4 ELI. Uwaga: Z adapterem BioBall™ dozwolone jest stosowanie wyłącznie głowy BioBall™. Stosować wyłącznie jeśli wewnętrzny element łączący adaptera BioBall™ jest kompatybilny z zewnętrznym elementem łączącym protezy.</p>

5. BioBall™ delta Ceramic Head - HM50028, HM50032, HM50036
HM50040, HM50044, HM50048

Inner Package Label (on second packaging)





Outer Package Label (on outer packaging)




Patient Label (Supplement in outer packaging)

Additional Labels (on outer packaging)



6. BioBall™ Metal Head - HM30028, HM30032, HM30033, HM30035, HM30036, HM30038


Inner Package Label (on second packaging)



Outer Package Label (on outer packaging)



Patient Label (Supplement in outer packaging)



Additional Labels (on outer packaging)

