

Fiche technique

Connecteur GPE CORFLO ENFit™ 2 VOIES

Set gastrostomie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A50DZ99
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Ila
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	2797
Première mise sur le marché de l'UE :	Juin 2016
Fabricant :	AVANOS



Descriptif du dispositif :

Connecteur pour sonde de GPE CORFLO® avec embout ENFit™ mâle permettant de remplacer un connecteur cassé ou endommagé afin d'éviter le remplacement complet du dispositif par intervention endoscopique.

Le kit contient :

- 1 connecteur GPE CORFLO ENFit™ avec 2 sites d'administration ENFit™ mâles (nutrition/médication) équipés de capuchons (le connecteur est constitué de 2 parties à assembler en se vissant l'une à l'autre).
- 1 compresse de gaze 10x10cm

Références Catalogue :

Désignation du produit	Diamètre CH/FR	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cond
Connecteur GPE CORFLO ENFit™ 2 VOIES	CH12	50-6112	202617	Par 5 unités
Connecteur GPE CORFLO ENFit™ 2 VOIES	CH16	50-6116	202618	Par 5 unités
Connecteur GPE CORFLO ENFit™ 2 VOIES	CH20	50-6120	202619	Par 5 unités

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Connecteur	Matériau : Copolyester
Élément : Bouchon/Lien	Matériau : Copolyester/Elastomère thermoplastique
Élément : Jonction flexible	Matériau : Polychlorure de vinyle

Fiche technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Nutrition

Indications :

Gastrostomie

Nutrition entérale

Alimentation entérale

2 PROCEDES DE STERILISATION : NA (Non stérile)

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Se référer la notice d'utilisation.

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Ne pas remplacer quand la taille appropriée n'est pas disponible ou si la sonde GPE, elle-même, est endommagée.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01