

Fiche Technique

CAPUCHON DE PROTECTION

Extracteur et récupération objet

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A64BA99
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0459
Première mise sur le marché de l'UE :	1998
Fabricant :	PRINCE MEDICAL



Descriptif du dispositif :

Le capuchon s'adapte à l'extrémité distale de la plupart des endoscopes et sert à protéger le cardia, l'oesophage et le pharynx lors du retrait d'un corps étranger par voie endoscopique. Il évite également de laisser s'échapper le corps étranger.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence PRINCE MEDICAL	Référence ASI	Cond't
Capuchon de protection pour récupération de corps étrangers	AS0420000	222629	Carton de 10 u

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Matériau : Latex

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Présence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B: Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Fiche Technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Digestif

Indications :

Endoscopie digestive
Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde d'éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Dans la boîte d'origine, à l'abri des rayons ultraviolets dans un endroit sec et frais.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

2 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01