


# LA THÉRAPIE PREVENA™ PERMET DE PRENDRE EN CHARGE ET DE PROTÉGER ACTIVEMENT LES INCISIONS CHIRURGICALES FERMÉES



## SYSTÈME PREVENA™ CUSTOMIZABLE™



### PROTÈGE LES PATIENTS À RISQUE DE DÉVELOPPER DES COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES EN :

- Maintenant ensemble les berges de l'incision
- Éliminant les exsudats et les éléments infectieux
- Protégeant des contaminations externes
- Appliquant une pression négative continue à -125 mmHg

### OFFRE LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DU PANSEMENT CUSTOMIZABLE™ :

- Pansement ajustable pouvant être modifié pour répondre à de nombreux besoins cliniques
- Hydrocolloïde intégré pour améliorer l'étanchéité
- Une interface contenant des ions argent (0,019%) et préservant la peau, élimine les exsudats de la surface de la peau
- Le pansement en mousse innovant s'adapte à la morphologie du corps

### PERMET UNE APPLICATION FLEXIBLE, FIABLE POUR LES INCISIONS QUI :

- Se croisent
- Ne sont pas linéaires
- Sont linéaires et mesurent plus de 20 cm

Pour obtenir les détails complets du produit, se référer au Guide Clinicien sur le système de prise en charge des incisions Prevena™



# LE SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE DES INCISIONS PRÉSENTANT L'ÉVIDENCE CLINIQUE PUBLIÉE LA PLUS IMPORTANTE

## LA THÉRAPIE PREVENA™ PERMET DE PRENDRE EN CHARGE ET DE PROTÉGER ACTIVEMENT LES INCISIONS CHIRURGICALES FERMÉES GRÂCE AU PANSEMENT CUSTOMIZABLE™ EXCLUSIF

- Maintient ensemble les berges de l'incision
- Élimine les exsudats et les éléments infectieux
- Protège des contaminations externes
- Applique une pression négative continue à -125 mmHg

Aide ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
à la prise en charge active  
des incisions chirurgicales fermées avec ●●●●●●●●●●  
la thérapie Prevena™ ●●●●●●●●●●

### INFORMATIONS POUR COMMANDER

#### PRE2001 (conditionnement à l'unité)

- Unité de thérapie Prevena™ 125
- Pansement Prevena™ Customizable™ avec hydrocolloïde
- Réservoir Prevena™ 45 ml
- Sacoche de transport Prevena™
- Connecteur de l'unité de thérapie V.A.C.®

#### PRE2055 (carton de 5 pansements)

- Pansement Prevena™ Customizable™ avec hydrocolloïde
- Connecteur de l'unité de thérapie V.A.C.®

#### PRE1095 (réservoir 45 ml carton de 5 unités)

Respecter les protocoles locaux en vigueur concernant le contrôle des infections et les procédures d'élimination des déchets. Les protocoles locaux doivent reposer sur la réglementation nationale en vigueur relative à l'environnement.

**REMARQUE IMPORTANTE :** Il existe des indications, contre-indications, mises en garde, précautions, et informations de sécurité spécifiques applicables au système de prise en charge des incisions Prevena™. Consultez un médecin et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce matériel est destiné aux professionnels de santé. Le Système de prise en charge des incisions à risque Prevena™ est indiqué dans le traitement des incisions chirurgicales fermées. Merci de lire attentivement et respecter les informations figurant dans le "Guide Clinicien Prevena™". Ila, AMTAC/0473, KCI USA, Inc.



PROTECTION DES  
INCISIONS CHIRURGICALES