

Cathéters Unidirectionnels

DYNAMIC XT™ – 2 à 10 pôles

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
M0046DYNXT0140	H3016DYNXT0140	Bipolaire	6F	Large	5	65	2 / 1	Surelink 4

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
--------------------	--------------------	-------------------------	--------	------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------

62ELE4103

M0042011030	H3012011030	Quadripolaire	6F	Large	2 / 5 / 2 mm	110	2 / 1	Easy Mate 4
M0042011040	H3012011040	Quadripolaire	6F	Large	5 mm	110	2 / 1	Easy Mate 4
M0042011100	H3012011100	Quadripolaire	6F	Large	1 cm	110	2 / 1	Easy Mate 4
M0042011120	H3012011120	Quadripolaire	6F	Large	2 mm	110	2 / 1	Easy Mate 4
M0042011150	H3012011150	Quadripolaire	6F	Large	1 mm	110	2 / 1	Easy Mate 4
M0046DYNXT0090	H3016DYNXT0090	Quadripolaire	6F	Large	2 / 5 / 2 mm	110	2 / 1	Surelink 4
M0046DYNXT0110	H3016DYNXT0110	Quadripolaire	6F	Large	5 / 5 / 5 mm	110	2 / 1	Surelink 4

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
--------------------	--------------------	-------------------------	--------	------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------

62ELE6103

M0042011090	H3012011090	Hexapolaire	6F	Large	1 cm	110	2 / 1	Easy Mate 6
M0042011130	H3012011130	Hexapolaire	6F	Large	5 mm	110	2 / 1	Easy Mate 6
M0042011140	H3012011140	Hexapolaire	6F	Large	1 mm	110	2 / 1	Easy Mate 6

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
--------------------	--------------------	-------------------------	--------	------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------

62ELE8103

M0042011050	H3012011050	Octopolaire	6F	Large	2 / 5 / 2	110	2 / 1	Easy Mate 8
M0042011060	H3012011060	Octopolaire	6F	Large	2	110	2 / 1	Easy Mate 8
M0042011070	H3012011070	Octopolaire	6F	Large	5	110	2 / 1	Easy Mate 8
M0042011080	H3012011080	Octopolaire	6F	Large	2 / 10 / 2	110	2 / 1	Easy Mate 8

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Type de connexion
--------------------	--------------------	-------------------------	--------	------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------

62ELE1103

M0042011010	H3012011010	Décapolaire	6F	Large (rayon 4cm)	2 / 5 / 2	110	Surelink 10
M0042011020	H3012011020	Décapolaire	6F	Large	2 / 6 / 2	110	Surelink 10

Cathéters Unidirectionnels

EP XT® - 4 à 10 pôles

Destinée à faire des cartographies endocavitaires dans des zones complexes Ex: sinus coronaire, ventricule droit ou gauche

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
62ELE4007								
M0042007690	H3012007690	Quadripolaire	6F	Large	5	110	2 / 1	Easy Mate 4
M0042007700	H3012007700	Quadripolaire	6F	Large	2 / 5 / 2	110	2 / 1	Easy Mate 4
M0042011160	H3012011160	Quadripolaire	6F	Large	1	110	2 / 1	Easy Mate 4

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
62ELE6003								
M0042007710	H3012007710	Hexapolaire	6F	Large	1 cm	110	2 / 1	Easy Mate 6
M0042007720	H3012007720	Hexapolaire	6F	Large	2 / 5 / 2 mm	110	2 / 1	Easy Mate 6

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
62ELE8002								
M0042007940	H3012007940	Octopolaire	6F	Large	2 / 5 / 2 mm	110	2 / 1	Easy Mate 8
M0042007950	H3012007950	Octopolaire	6F	Large	2 mm	110	2 / 1	Easy Mate 8
M0042007960	H3012007960	Octopolaire	6F	Large	5 mm	110	2 / 1	Easy Mate 8
M0042007970	H3012007970	Octopolaire	6F	Large	2 / 10 / 2 mm	110	2 / 1	Easy Mate 8
M0042007980	H3012007980	Octopolaire	6F	Large	1 (espacement interpolaire entre pôles 1 & 2 = 2 mm)	110	2 / 1	Easy Mate 8

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
M0042010070	H3012010070	Décapolaire	6F	Large	2 / 5 / 2..	110	2 / 1	Surelink 10