

Ballons d'angioplastie Petits Vaisseaux - Système monorail

Ultra Soft Small Vessel (USSV) 0.014"

Ballon monorail en Dynaleap, matériau semi-compliant.

Profil d'entrée de la lésion de 0.022".

Compatible 4F jusqu'à 5mm de diamètre.



Guide recommandé : 0.014"

Référence longueur utile 140cm	Diamètre Ballon inflaté (mm)	Ballon Longueur (mm)	Pression Maximale (atm)	Introducteur recommandé (Fr)	Cathéter guide recommandé Fr / Inch
M0013894015200	1.5	20	12	4	5Fr / .058"
M0013894020200	2	20	12	4	5Fr / .058"
M0013894020300	2	30	12	4	5Fr / .058"
M0013894025200	2.5	20	14	4	5Fr / .058"
M0013894025300	2.5	30	14	4	5Fr / .058"
M0013894030200	3	20	14	4	5Fr / .058"
M0013894030300	3	30	14	4	5Fr / .058"
M0013894035200	3.5	20	12	4	5Fr / .058"
M0013894035300	3.5	30	12	4	5Fr / .058"
M0013894040200	4	20	12	4	5Fr / .058"
M0013894040300	4	30	12	4	5Fr / .058"

Ultra Soft Small Vessel (USSV) 0.018"

Guide recommandé : 0.018"

Pression maximale 14 ATM

Référence longueur utile		Diamètre Ballon inflaté (mm)	Ballon Longueur (mm)	Introducteur recommandé (Fr)	Cathéter guide recommandé Fr / Inch
90cm	150cm				
M0013899040150	M0013895040150	4	15	4	6Fr / .064"
M0013899040200	M0013895040200	4	20	4	6Fr / .064"
M0013899045150	M0013895045150	4.5	15	4	6Fr / .064"
M0013899045200	M0013895045200	4.5	20	4	6Fr / .064"
M0013899050150	M0013895050150	5	15	4	6Fr / .064"
M0013899050200	M0013895050200	5	20	4	6Fr / .064"
M0013899055150	M0013895055150	5.5	15	5	6Fr / .064"
M0013899055200	M0013895055200	5.5	20	5	6Fr / .064"
M0013899060150	M0013895060150	6	15	5	6Fr / .064"
M0013899060200	M0013895060200	6	20	5	6Fr / .064"
M0013899065150	M0013895065150	6.5	15	5	6Fr / .067"
M0013899065200	M0013895065200	6.5	20	5	6Fr / .067"
M0013899070150	M0013895070150	7	15	5	7Fr / .073"
M0013899070200	M0013895070200	7	20	5	7Fr / .073"

Conditionnement unitaire