

Ballons d' Angioplastie Gros Vaisseaux

XXL™

Ballon non compliant large diamètre. Cathéter 5,8 Fr. XXL™ offre un bas profil pour l'angioplastie des larges vaisseaux et les indications oesophagiennes.

Guide recommandé: 0.035"

Pression maximale : 12-14 mm : 8 ATM

16-18mm : 5 ATM

Référence Longueur utile		Diamètre Ballon inflaté (mm)	Ballon Longueur (mm)	Introduceur recommandé (Fr)
75cm	120cm			
M001145080	M001145090	12	20	7
M001145100	M001145110	12	40	7
M001145300		12	60	7
M001145120	M001145130	14	20	7
M001145140	M001145150	14	40	7
M001145320		14	60	7
M001145500	M001145510	16	20	8
M001145520	M001145530	16	40	8
M001145540		16	60	8
M001145550	M001145560	18	20	8
M001145570	M001145580	18	40	8
M001145590		18	60	8

Conditionnement unitaire