


SPHINCTÉROTOMES



Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Jag préchargé avec fil guide Jagwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Guide premonté (in/cm)	Conditionnement
M00583080	Sphinctérotome TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	0,025/450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583090	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,025/450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583100	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035/450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583110	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035/ Stiff 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583120	Sphinctérotome TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	0,025/450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583130	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,025/450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583140	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035/450 fil guide Jagwire	Boîte de 1
M00583150	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035/ Stiff 450 fil guide Jagwire	Boîte de 1

Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Dreamwire préchargé avec fil guide Dreamwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Guide premonté (in/cm)	Conditionnement
M00583190	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035/450 fil guide Dreamwire	Boîte de 1
M00583210	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035/450 fil guide Dreamwire	Boîte de 1

Sphinctérotomes de canulation TRUEtome™ Hydra préchargé avec fil guide Hydra Jagwire™



Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. de l'extrémité (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Guide premonté (in/cm)	Conditionnement
M00583160	Sphinctérotome TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	0,035/450 fil guide Hydra Jagwire	Boîte de 1
M00583170	Sphinctérotome TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	0,035/450 fil guide Hydra Jagwire	Boîte de 1



Sphinctérotomes de cannulation TRUEtome™

Références	Description	Fil de coupe (mm)	Ø ext. distal (F) / (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Conditionnement
M00584150	TRUEtome 49	20	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 1
M00584160	TRUEtome 49	30	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 1
M00584151	TRUEtome 49	20	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 10
M00584161	TRUEtome 49	30	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 10
M00584152	TRUEtome 49	20	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 20
M00584162	TRUEtome 49	30	4,9 / 1,63	5	200	Boîte de 20
M00584170	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 1
M00584180	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 1
M00584171	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 10
M00584181	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 10
M00584172	TRUEtome 44	20	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 20
M00584182	TRUEtome 44	30	4,4 / 1,47	5	200	Boîte de 20
M00584190	TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 1
M00584120	TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 1
M00584191	TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 10
M00584121	TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 10
M00584192	TRUEtome 39	20	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 20
M00584122	TRUEtome 39	30	3,9 / 1,30	5	200	Boîte de 20

Guide recommandé: 0,018 - 0,025in (0,46 - 0,64mm) pour TRUEtome 39; 0,018 - 0,035in (0,46 - 0,89mm) pour TRUEtome 44 et 49