

Guides petits vaisseaux


Thruway™ 18

Guide 0.018 Acier.

Partie principale recouverte de PTFE.

Extrémité distale avec coil en platine souple et radiopaque.

Diamètre:
(in) (cm)
0.018 0.457



Forme de l'extrémité:
Formable

Référence	Calibre (inch)	Longueur totale (cm)	Extrémité	Floppy (cm)
M001492751	.018	130	Droit	3
M001492761	.018	130	J	3
M001492771	.018	130	Droit	8
M001492791	.018	190	Droit	3
M001492801	.018	190	J	3
M001492811	.018	190	Droit	8
M001492821	.018	190	J	8
M001492831	.018	300	Droit	3
M001492841	.018	300	J	3
M001492851	.018	300	Droit	8
M001492861	.018	300	J	8


Conditionnement unitaire

Thruway™ 14

Indiqué pour des interventions rénales et périphériques.

Guide en acier avec 3 ou 4 marqueurs radiopaques tous les 5 mm.

Extrémité distale en platine souple. Partie principale en acier.



Référence	Calibre (inch)	Longueur totale (cm)	Extrémité	Floppy (cm)
M001492911	.014	130cm	Droite	12
M001492901	.014	130cm	J	8
M001492891	.014	130cm	Droite	8
M001492881	.014	130cm	J	3
M001492871	.014	130cm	Droite	3
M001492931	.014	190cm	J	3
M001492921	.014	190cm	Droite	3
M001492951	.014	190cm	J	8
M001492961	.014	190cm	Droite	12
M001492941	.014	190cm	Droite	8
M001492991	.014	300cm	Droite	12
M001492981	.014	300cm	Droite	8
M001492971	.014	300cm	Droite	3

Conditionnement unitaire