



AIGUILLES



Aiguilles de sclérothérapie Interject™

Références	Description	Type de gaine	Ø ext. de la gaine (mm)	Calibre	Aiguille Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Longueur maximale de l'extension de l'aiguille (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00518151	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	23	0,64	0,32	4	200	Boîte de 5
M00518161	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	25	0,51	0,24	4	200	Boîte de 5
M00518251	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	23	0,64	0,32	6	200	Boîte de 5
M00518261	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	1,8	25	0,51	0,24	6	200	Boîte de 5
M00518351	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	2,3	23	0,64	0,32	4	240	Boîte de 5
M00518361	Aiguille de sclérothérapie Interject	Contraste	2,3	25	0,51	0,24	4	240	Boîte de 5

* Avec technologie de cathéter en étoile.



Aiguilles de sclérothérapie transparentes Interject™

Références	Description	Type de gaine	Ø ext. de la gaine (mm)	Calibre	Aiguille Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Longueur maximale de l'extension de l'aiguille (mm)	Longueur utile (cm)	Conditionnement
M00518111	Aiguille de sclérothérapie Interject	Transparent	1,8	25	0,51	0,24	4	200	Boîte de 5
M00518301	Aiguille de sclérothérapie Interject	Transparent	2,3	23	0,64	0,32	4	240	Boîte de 5
M00518311	Aiguille de sclérothérapie Interject	Transparent	2,3	25	0,51	0,24	4	240	Boîte de 5

* Avec technologie de cathéter en étoile.