


SPYGLASS™



Équipement essentiel SpyGlass™

Références	Description	Conditionnement
M00546110	Caméra SpyGlass PAL*	Boîte de 1
M00546120	Moniteur vidéo SpyGlass	Boîte de 1
M00546160	Chariot de transport SpyGlass ¹	Boîte de 1
M00546190	Source lumineuse SpyGlass	Boîte de 1
M00546210	Câble optique SpyGlass	Boîte de 1
M00546040	Oculaire SpyGlass	Boîte de 1
M00546240	Transformateur d'isolation 230V**	Boîte de 1
M00546140	Pompe d'irrigation avec pédale	Boîte de 1
M00546060	Plateau de stockage SpyGlass – Grand ²	Boîte de 1
M00546050	Plateau de stockage SpyGlass – Petit ²	Boîte de 1
M00546250	Câble d'alimentation	Boîte de 1

1. Un bras à 3 articulations (sans clamp) est inclus avec le chariot de transport (M00546160). Le bras à 3 articulations avec clamp (M00546070) est utile si le client ne désire pas acheter le chariot de transport car il permet de monter le bras sur un autre chariot ou une autre table.

2. Acheter au moins deux plateaux de stockage. Les grands plateaux de stockage sont recommandés sauf s'ils doivent être nettoyés dans une machine Medivator Olympus®, dans laquelle les grands plateaux de stockage n'entreront pas. Dans ce cas, commander deux petits plateaux de stockage (M00546050).

* Pour les pays dans lesquels le secteur fournit une alimentation de 120 V, commander la caméra SpyGlass NTSC M00546100.

** Pour les pays dans lesquels le secteur fournit une alimentation de 120 V, commander le transformateur de séparation 120 V M00546260.

Équipement réutilisable SpyGlass™

Références	Description	Conditionnement
M00546030	Sonde de visualisation directe SpyGlass ¹	Boîte de 1

1. Les sondes SpyGlass Probes ont été validées pour 20 cycles de retraitement sans dégradation de l'image. Cependant, le nombre réel d'utilisation en intervention dépendra de la façon dont la sonde SpyGlass est manipulée. Les fibres optiques sont très sensibles et il est nécessaire de les manipuler délicatement.

Équipement jetable SpyGlass™



Références	Description	Conditionnement
M00546230	Cathéter d'accès et de mise en place SpyScope™	Boîte de 1
M00546270	Pince à biopsie SpyBite™	Boîte de 1
M00546451	Jeu de tubulure d'irrigation SpyGlass	Boîte de 10

Accessoires en option SpyGlass™

Références	Description	Conditionnement
M00546070	Bras à 3 articulations avec clamp ¹	Boîte de 1
M00546200	Ampoule de remplacement pour la source lumineuse SpyGlass	Boîte de 1

1. Un bras à 3 articulations (sans clamp) est inclus avec le chariot de transport (M00546160). Le bras à 3 articulations avec clamp (M00546070) est utile si le client ne désire pas acheter le chariot de transport car il permet de monter le bras sur un autre chariot ou une autre table.