

# Câbles pour cathéters d'ablation conventionnelle

## *Pour utilisation avec STINGER® (TEMPLINK™)*

Le câble de rallonge TEMPLINK™ permet de relier l'extrémité distale d'une sonde d'ablation Stinger® munie d'un thermistor à un générateur de radiofréquences d'ablation compatible. L'extrémité distale du câble est pourvue d'un connecteur spécialisé pour une sonde d'ablation Stinger® munie d'un thermistor tandis que l'extrémité proximale est dotée d'un/de connecteur(s) spécialisé(s) pour des générateurs de radiofréquences d'ablation de commerce spécifiques.

Modèle	Longueur (cm)	Nombre de broches	Connexion proximale	Compatibilité Générateur
<b>62CAB4019*</b>				
M004210052A0	210	6	-	Osypka HAT 200/300 - Radionics 3D/3E
M004210055A0	300	-	Directe	Cordis Stockert
M004210056A0	210	6	-	EPT 1000XP™ / Maestro 3000™
M004210057A0	300	6	-	EPT 1000XP™ / Maestro 3000™
M004210078MA0	210	-	Directe	Medtronic Atakr
M004210079A0	300	-	Directe	IBI

\*62CAB4019 : Stérilisation autoclave