

Adaptateur Tuohy Borst

Raccord sonde seringue

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	G51FA02
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0124
Première mise sur le marché de l'UE :	2001
Fabricant :	UROTECH



Descriptif du dispositif :

Adaptateur Tuohy Borst avec raccord pour seringue

Raccordement à la sonde, au dilateur ou à l'aiguille de ponction.

Par ex. injection de produit de contraste pour visualiser le bassinnet sans retirer le fil guide

Adaptateur Tuohy Borst

Avec raccord Luer Lock mâle

Utile pour le canal opérateur de l'endoscope

Références Catalogue :

Référence ASI	Référence fournisseur
Adaptateur avec Raccord pour seringue	
221850	AYC-010
Adaptateur Tuohy Borst	
221851	TBM

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Adaptateur Matériau : Polycarbonate, Silicone, PA

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence



Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Chirurgie

Indications :

Urologie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

