


Kit Stent Linzer

pour Hypospadias et Epispadias

Cathéter drainage

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	G53AB99
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
<small>*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1</small>	
Classe du DM :	Ila
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0123
Première mise sur le marché de l'UE :	2003
Fabricant :	UROTECH



Descriptif du dispositif :

Tuteur utilisé pour le sondage de l'urètre après hypospadias ou épispadias. Ce tuteur permet le drainage de la vessie et la stabilisation de l'urètre sans suture après le traitement.

Références Catalogue :

Embout fermé							
Référence AI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Lgeur du fil guide (cm)	Diam. Du fil guide	Fil guide embout	Rigidité du fil guide
222012	EG-350822	8	22	40	0.038"	droit	standard

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Stent Matériau : Tecoflex EG-85-A-B40 vert
Elément : Fil guide Matériau : Acier médical, revêtement PTFE

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Indications :

Drainage bas appareil urinaire

Urologie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01