

Kit simple de Néphrostomie percutanée

Set Néphrostomie avec sonde

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G50DB01

Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable : NA

***Liste des produits et prestations
remboursables inscrits sur la liste prévue à
l'article L165-1**

Classe du DM : IIb

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0124

Première mise sur le marché de l'UE : 1998

Fabricant : Urotech GmbH

Descriptif du dispositif :

Kit de ponction avec sonde à ballonnet pour néphrostomie percutanée.
Drainage de l'urine des reins par voie percutanée.

Composition du Kit de ponction :

- 1 Sonde à ballonnet de néphrostomie – ballonnet standard, capacité du ballonnet : 5ml, pointe nélaton ouverte sur la partie métallique
- Mandrin creux

Indications diagnostiques

Pyélographie antérograde et urétéroscopie
Prélèvement des tissus pour examens (histologie, cytologie, microbiologie)
Mesures urodynamiques dans l'appareil urinaire supérieur
Détermination de la fonction rénale

Indications thérapeutiques

Décompression en cas d'uropathie obstructive de l'appareil urinaire supérieur
Dérivation urinaire suite à une fistule urétérale
Administrations médicamenteuses
Etape initiale des manipulations antérogades dans l'appareil urinaire supérieur



Références Catalogue :

Référence ASI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Ballonnet (ml)	Mandrin creux Diamètre max. du fil guide
221652	NE-291205	12	40	2	0,035"
221653	NE-291225	12	25	2	0,035"
221654	NE-291405	14	40	3	0,035"
221655	NE-291425	14	25	3	0,035"
221656	NE-291605	16	40	5	0,035"
221657	NE-291625	16	25	5	0,035"
221658	NE-291805	18	40	5	0,035"
221659	NE-291825	18	25	5	0,035"
221660	NE-292005	20	40	5	0,035"
221661	NE-292025	20	25	5	0,035"



9, avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Sonde à ballonnet Matériau : Silicone

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Chirurgie

Indications :

Drainage haut appareil urinaire

Drainage des urines par stomie

Drainage des urines par voie percutanée

Drainage en néphrostomie

Néphrostomie percutanée

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

A l'abri de l'humidité et de la lumière du jour. Lieu sec et frais entre 5°C et 30°C.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre-indications :

Date : 07/2016

Version : 3.00 - FT – Kit simple de néphrostomie percutnée

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

