

AXIOS™

Stent et système de largage

Référence	Diamètre de la lumière (mm)	Diam Collerettes (mm)	Longueur de la selle (mm)	Diam Cathéter (Fr/mm)	Longueur Cathéter (cm)
M005 5344 0	10	21	10	10,8 / 3,3	146
M005 5345 1	15	24	10	10,8 / 3,3	146

Hot AXIOS™

Stent et système de largage avec électrocautérisation

Référence	Diamètre de la lumière (mm)	Diam Collerettes (mm)	Longueur de la selle (mm)	Diam Cathéter (Fr/mm)	Longueur Cathéter (cm)
M005 5352 0	6	14	8	9 / 3	146
M005 5353 0	8	17	8	9 / 3	146
M005 5354 0	10	21	10	10,8 / 3,3	146
M005 5355 0	15	24	10	10,8 / 3,3	146
M005 5356 0	20	29	10	10,8 / 3,3	146
M005 5357 0	15	24	15	10,8 / 3,3	146