

PANIER EXTRACTEUR DE CALCUL, longueur 180cm

Extracteur calcul biliaire fils

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A64AB01
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0483
Première mise sur le marché de l'UE :	01/01/2002
Fabricant :	MEDI GLOBE



Descriptif du dispositif :

Panier et câble tressés sur toute la longueur : meilleure résistance à la rupture
 Bonnet métallique intégré à l'extrémité : visionnage aisé aux Rayons X
 Poignée ergonomique : utilisation sûre et simple du panier
 Conditionnement : emballage unitaire sous sachet flexopeel, 1 unité par carton

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Référence Fournisseur	Référence ASI
CARACTERISTIQUES	4 branches		6 branches	
Ø cathéter 1.9 mm, ouverture 20 mm	GEB-11-19-420	220335	GEB-11-19-620	220338
Ø cathéter 1.9 mm, ouverture 25 mm	GEB-11-19-425	220336	GEB-11-19-625	220339
Ø cathéter 1.9 mm, ouverture 30 mm	GEB-11-19-430	220337	GEB-11-19-630	220340
Ø cathéter 2.5 mm, ouverture 20 mm	GEB-11-25-420	220341	GEB-11-25-620	220344
Ø cathéter 2.5 mm, ouverture 25 mm	GEB-11-25-425	220342	GEB-11-25-625	220345
Ø cathéter 2.5 mm, ouverture 30 mm	GEB-11-25-430	220343	GEB-11-25-630	220346



Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Panier	Matériau : Acier inoxydable
Elément : Fil tressé	Matériau : Acier inoxydable
Elément : Poignée	Matériau : Acier inoxydable
Elément : Poignée	Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène
Elément : Tube	Matériau : Téflon

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Digestif

Indications :

Extraction calcul biliaire
Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01