

CATHETER Spray

Cathéter pulvérisation endoscopie

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A63BB01
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0483
Première mise sur le marché de l'UE :	2003
Fabricant :	MEDI GLOBE



Descriptif du dispositif :

Le cathéter Spray sert à l'application endoscopique de liquides indicateurs colorés, tels qu'une solution de bleu de méthylène dans le domaine de l'endoscopie de l'estomac et du colon, en particulier pour rendre visibles les altérations des tissus gastriques ou des muqueuses intestinales ainsi qu'à l'administration de solutions de médicaments liquides dans le domaine de la bronchoscopie.

Conditionné par 10 unités.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI
Catheter Spray lgeur 180cm, diam tête spray 2.5mm	GSC-01-25-180	220823
Catheter Spray lgeur 230cm, diam tête spray 2.5mm	GSC-01-25-230	220824

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Tête de la sonde	Matériau : Laiton
Elément : Tube	Matériau : Polytetrafluoroéthylène (PTFE)
Elément : Connecteur Luer-lock pour seringue	Matériau : Polycarbonate
Elément : Bouchon avec stylet inoxydable	Matériau : Polycarbonate/acier



Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Voies digestives

1 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

2 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

3 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

