

ANSE A POLYPECTOMIE MONOFILAMENT ROTASNARE

Anse diathermique polypectomie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : A65AA01

Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIb

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0483

Première mise sur le marché de l'UE : 01/01/2002

Fabricant : MEDI GLOBE

Descriptif du dispositif et références catalogue:

A usage unique

Conditionnement : emballage sous sachet Medipeel.



CARACTERISTIQUES Symétriques Ovals Ø cathéter 2.5mm - Longueur 230cm	Référence fournisseur	Référence ASI
Largeur ouverture 15mm/Longueur ouverture 33mm	GPS-23-15-230	220780
Largeur ouverture 25mm/Longueur ouverture 46mm	GPS-23-25-230	220781
Largeur ouverture 35mm/Longueur ouverture 48mm	GPS-23-35-230	220782

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Anse	Matériau : Acier inoxydable
Elément : Poignée	Matériau : Méthacrylate butadiène méthyle styrène
Elément : Gaine externe	Matériau : Polytetrafluoroethylene



Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Endoscopie digestive

Résection polype

Résection tumeur

Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

