

Accessoire Urodynamique

Raccord Sonde-seringue / Perfuseur simple

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	G57CA04/G57CA01 (perfuseur)
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	IIa
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0124
Première mise sur le marché de l'UE :	1999
Fabricant :	UROTECH

Descriptif du dispositif :

Accessoires pour sondes de mesure et sondes de mesure de la pression rectales pour le diagnostic fonctionnel des désordres du bas appareil urinaire (désordre de la miction de la vessie neurogène, sténose urétrale, incontinence, embolisation de l'uretère, irradiation laser, urétérotomie...)

Références Catalogue :

Prolongateur triple			
Référence ASI	Référence fournisseur	Diamètre interne (mm)	Longueur (cm)
221992	UD-Z31500	1,5	150



Prolongateur double			
Référence ASI	Référence fournisseur	Diamètre interne (mm)	Longueur (cm)
221993	UD-Z21500	1,5	150



Perfuseur		
Référence ASI	Référence fournisseur	Longueur (cm)
221994	UD-Z3000	300



Fiche technique

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Kits d'extension Matériau : PVC

Elément : Tubulure et clamp perfuseur Matériau : PVC

Elément : Luer mâle Matériau : PA

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Endoscopie

Indications :

Mesure de la diurèse horaire

Profil de pression urétrale

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.

