

# Introducteurs à Valve Super Sheath™

Valve hémostatique.

## Introducteur (sans aiguille ni guide)

Référence			Description	Taille (Fr)	Compatibilité Guide (inch)
Longueur 7cm	Longueur 11 cm	Longueur 25 cm			
	M00115720B1		Introducteur	4	0.035
	M00115721B1	M00115730B1	Introducteur	5	0.038
	M00115722B1	M00115731B1	Introducteur	6	0.038
	M00115723B1	M00115732B1	Introducteur	7	0.038
	M00115724B1	M00115733B1	Introducteur	8	0.038
	M00115725B1	M00115734B1	Introducteur	9	0.038
	M00115726B1	M00115735B1	Introducteur	10	0.038
	M00115727B1	M00115736B1	Introducteur	11	0.038
	M00115728B1	M00115737B1	Introducteur	12	0.038
	M00115740B1	M00115739B1	Introducteur	14	0.038

10 unités par boîte

## Kits Introducteur (avec guide 0.035 sans aiguille)

Référence			Description	Taille (Fr)	Compatibilité Guide (inch)
Longueur 7cm	Longueur 11 cm	Longueur 25 cm			
M00115704B1	M00115710B1		Introducteur KIT	4	0.035
M00115705B1	M00115711B1		Introducteur KIT	5	0.038
M00115706B1	M00115712B1		Introducteur KIT	6	0.038
M00115707B1	M00115713B1		Introducteur KIT	7	0.038
M00115708B1	M00115714B1		Introducteur KIT	8	0.038
	M00115715B1		Introducteur KIT	9	0.038
	M00115716B1		Introducteur KIT	10	0.038
	M00115717B1		Introducteur KIT	11	0.038
	M00115718B1		Introducteur KIT	12	0.038
	M00115741B1		Introducteur KIT	14	0.038

Conditionnement : 10 unités par boîte

(Kits fournis avec guide J en 0.035 inch. Guide de 45cm pour les 11cm)

## Introducteurs à Valve Super Sheath avec Marqueur Radio-opaque

Marqueur radio-opaque sur la gaine

Référence			Description	Taille (Fr)	Compatibilité Guide
Longueur	Longueur	Longueur			
	M00115960B1	M00115970B1	Introducteur	4	0.035
M00115956B1	M00115961B1	M00115971B1	Introducteur	5	0.038
M00115957B1	M00115962B1	M00115965B1	Introducteur	6	0.038
M00115958B1	M00115963B1	M00115966B1	Introducteur	7	0.038
M00115959B1	M00115964B1	M00115967B1	Introducteur	8	0.038
M00115955B1	M00115969B1	M00115968B1	Introducteur	9	0.038

Conditionnement : 10 unités par boîte

0.035" = 0,889mm  
0.038" = 0,965mm  
1 Fr = 0.33 mm