

PINCE A BIOPSIE bronchique - NeoBite

Pince biopsie endoscopie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	R62AA01
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Ila
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0197
Première mise sur le marché de l'UE :	Octobre 2017
Fabricant :	FARTLEY

Descriptif du dispositif :

Pince à biopsie, usage unique, pour les biopsies du tissu muqueux par voie endoscopique.

Taille d'ouverture des mors : 5.19mm

Conditionnement : Boite de 10 unités

Références Catalogue :

Désignation du produit	Volume prélèvement	Réf Fournisseur	Réf ASI	Code couleur étiquette
Longueur 120 cm, Ø 1.8 mm cuillères OVALES	2.19mm ³	40102	222308	
Longueur 120 cm, Ø 1.8 mm cuillères OVALES, gainée	2.19mm ³	40116	222309	
Longueur 120 cm, Ø 1.8 mm cuillères OVALES, gainée avec dard	2.19mm ³	40123	222313	
Longueur 120 cm, Ø 1.8 mm cuillères ALLIGATOR	2.22mm ³	40130	222317	
Longueur 120 cm, Ø 1.8 mm cuillères ALLIGATOR, gainée	2.22mm ³	40144	222318	

Diamètre cathéter	Diamètre min. canal opérateur
1.8mm	2.0mm



9, avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

Composition du dispositif et accessoires :
Principaux composants et matériaux :

Elément : Poignée	Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène
Elément : Cuillères/Dard	Matériau : Acier inoxydable
Elément : Gaine	Matériau : Polyéthylène

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Pneumologie

Indications :

Biopsie tissus mous

Endoscopie biopsie

Endoscopie pulmonaire

Prélèvement bronchique

Voies respiratoires

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Se référer à la notice d'utilisation.

Le canal opérateur de l'endoscope doit être au minimum d'un diamètre supérieur de 0.2mm par rapport au diamètre de l'instrument endoscopique utilisé.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

