ENDOPROTHESES BILIAIRES METALLIQUES

ENDOPROTHESES METALLIQUES RX - fil guide court

♦ Wallflex™ RX non recouvert

Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible

Recapturable jusqu'à 80% d'ouverture

Référence	Diamètre	Longueur du	Diamètre du	Longueur	Guide	Unité(s)
	du stent	stent déployé	cathéter	cathéter	conseillé	par
	(mm)	(mm)	(Fr) / (mm)	(cm)	(inch) / (mm)	boîte
M005 7060 0	8	40	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7061 0	8	60	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7062 0	8	80	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7063 0	8	100	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7678 0	8	120	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7089 0	10	40	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7064 0	10	60	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7065 0	10	80	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7066 0	10	100	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1
M005 7679 0	10	120	8 / 2,67	194	0.035 / 0,89	1

Guide conseillé DREAMWIRE™ 260cm, ferme ou standard - Passage dans l'endoscope (canal op. minimum 3,2mm)

♦ Wallflex[™] RX partiellement recouvert

Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement de Permalume™

Recapturable jusqu'à 80% d'ouverture

M005 7682 0

M005 **7683** 0

Référence	Diamètre	Longueur du	Long. couv.	Diamètre du	Longueur	Guide	Unité(s)
	du stent	stent déployé	stent déployé	cathéter	cathéter	conseillé	par
	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr) / (mm)	(cm)	(inch) / (mm)	boîte
M005 7070 0	8	60	50	8,5 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7071 0	8	80	70	8,5 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7674 0	8	100	90	9 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7675 0	8	120	110	9 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7072 0	10	40	30	8,5 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7073 0	10	60	50	8,5 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7074 0	10	80	70	8,5 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7676 0	10	100	90	9 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1
M005 7677 0	10	120	110	9 / 2,83	194	0.035 / 0,89	1

Guide conseillé DREAMWIRE [™] 260cm, ferme ou standard - Passage dans l'endoscope (canal op. minimum 3,2mm)

♦ Wallflex™ RX totalement recouvert - Approuvé pour l'indication bénigne

Endoprothèse biliaire métallique auto-expansible dotée d'un revêtement de Permalume™ Recapturable jusqu'à 80% d'ouverture

Référence Diamètre Longueur Diamètre du Longueur Guide Unité(s) du stent stent déployé cathéter cathéter conseillé par (mm) (mm) (Fr) / (mm) (cm) (inch) / (mm) boîte M005 7421 0 6 40 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 7423 0 6 60 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 **7424** 0 80 6 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 7045 0 8 60 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 **7046** 0 8 80 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 7680 0 8 100 9 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 7681 0 8 120 9 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 7047 0 10 40 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 7048 0 10 60 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1 M005 **7049** 0 10 80 8,5 / 2,83 194 0.035 / 0,89 1

9 / 2,83

9 / 2,83

194

0.035 / 0,89

0.035 / 0,89

1

Guide conseillé DREAMWIRE™ 260cm, ferme ou standard - Passage dans l'endoscope (canal op. minimum 3,2mm)

100

120

10

10