



**Asept InMed**

Essentiellement simple... et tout simplement Essentiel

9, avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives - France

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

## Fiche technique

### Supra Fix

Set drainage sus-pubien

#### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

<b>Code CLADIMED :</b>	G51AC02 (ponction)/G51AC03 (rechange)
<b>Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :</b> *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	NA
<b>Classe du DM :</b>	IIb
<b>Directive de l'UE applicable :</b>	93/42/CE
<b>N° Organisme notifié :</b>	0124
<b>Première mise sur le marché de l'UE :</b>	1998
<b>Fabricant :</b>	UROTECH

#### **Descriptif du dispositif :**

Set permettant un drainage et une irrigation vésicale en faisant une ponction percutanée de la vessie.

#### **Références Catalogue :**

Date : 12/2016

Version : 4.00 - FT –Suprafix pedia


**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

## Fiche technique

### Supra Fix Kit de ponction et de rechange avec extrémité en J, avec godet



#### Kit de ponction

Référence ASI	Référence fournisseur	Taille sonde (FR/CH)	Longueur sonde (cm)	Canule sécable diam (mm)	Canule sécable longueur (cm)
222084	SU-081050	8	50	3.6	8

#### Kit de rechange

Référence ASI	Référence fournisseur	Taille sonde (FR/CH)	Longueur sonde (cm)	Longueur fil guide (cm)	Diam. fil guide	Embout fil guide	Rigidité fil guide
222085	SU-081051	8	50	100	0.038"	Droit	Standard

#### Composition du dispositif et accessoires :

##### Principaux composants et matériaux :

Elément : Sonde en J  
radio-opaque

Matériau : Tecoflex 93 transparent, avec ligne

Elément : Canule sécable

Matériau : Acier grade médical

Elément : Fil guide  
médical revêtement PTFE

Matériau : Acier grade médical/acier grade

Elément : Scalpel (dans Kit de ponction)

Matériau : PET/acier médical/PE

Elément : Fosset

Matériau : ABS



## Fiche technique

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :**

**Latex :** Absence

**Phtalates :** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Urologie

Chirurgie

**Indications :**

Drainage bas appareil urinaire

Drainage des urines par voie percutanée

Drainage sus pubien

Drainage urinaire

Drainage vésical sus pubien

Irrigation bas appareil urinaire

Irrigation vésicale

**2 PROCEDE DE STERILISATION :** Oxyde d'éthylène

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage

**Durée de validité du produit :**

5 ans

**4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

**Mode d'emploi :**

Se référer à la notice d'utilisation

**Contre indications :**

Se référer à la notice d'utilisation

**PIECES JOINTES :**

Notice d'utilisation

**CONTACT :**

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – [agilbert@aseptinmed.fr](mailto:agilbert@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

