

WALLSTENT™ RP

(Code LPPR : 8112980)

Porteur court

Référence	Stent déployé*		Stent implanté dans le vaisseau			
	Diam. Stent (mm)	Longueur Stent (mm)	Diam. Vaisseau (mm)	Longueur Stent (mm)	Diam. Vaisseau** (mm)	Longueur Stent (mm)
M001712000	6	24	5	33	4	41
M001712020	6	36	5	50	4	61
M001712040	6	46	5	67	4	81
M001712060	6	59	5	83	4	101
M001712080	7	23	6	31	5	38
M001712100	7	34	6	46	5	57
M001712120	7	55	6	77	5	95
M001712140	7	67	6	93	5	114
M001712160	8	20	7	29	6	36
M001712180	8	38	7	57	6	72
M001712200	8	47	7	72	6	89
M001712220	8	66	7	100	6	124
M001712240	9	18	8	27	7	34
M001712260	9	35	8	53	7	67
M001712280	9	52	8	80	7	101
M001712300	9	61	8	83	7	117
M001712320	10	20	9	27	8	33
M001712340	10	39	9	54	8	66
M001712360	10	49	9	67	8	83
M001712380	10	69	9	93	8	115

Longueur totale 100 cm
Longueur utile 75 cm
Guide recommandé max. 0,0357 / 240 cm
Introduceur recommandé 6F (2,00 mm)

* Comme indiqué sur l'emballage
** Diamètre du vaisseau cible recommandé

Porteur long

Référence	Stent déployé*		Stent implanté dans le vaisseau			
	Diam. Stent (mm)	Longueur Stent (mm)	Diam. Vaisseau (mm)	Longueur Stent (mm)	Diam. Vaisseau** (mm)	Longueur Stent (mm)
M001712010	6	24	5	33	4	41
M001712030	6	36	5	50	4	61
M001712050	6	46	5	67	4	81
M001712070	6	59	5	83	4	101
M001712090	7	23	6	31	5	38
M001712110	7	34	6	46	5	57
M001712130	7	55	6	77	5	95
M001712150	7	67	6	93	5	114
M001712170	8	20	7	29	6	36
M001712190	8	38	7	57	6	72
M001712210	8	47	7	72	6	89
M001712230	8	66	7	100	6	124
M001712250	9	18	8	27	7	34
M001712270	9	35	8	53	7	67
M001712290	9	52	8	80	7	101
M001712310	9	61	8	83	7	117
M001712330	10	20	9	27	8	33
M001712350	10	39	9	54	8	66
M001712370	10	49	9	67	8	83
M001712390	10	69	9	93	8	115

Longueur totale 160 cm
Longueur utile 135 cm
Guide recommandé max. 0,0357 / 240 cm
Introduceur recommandé 6F (2,00 mm)

* Comme indiqué sur l'emballage
** Diamètre du vaisseau cible recommandé