

## Fiche Technique

# Panier extracteur de calculs

Extracteur calcul biliaire fils

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

<b>Code CLADIMED :</b>	A64AB01
<b>Code LPPR* si applicable :</b> *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	NA
<b>Classe du DM :</b>	Is
<b>Directive de l'UE applicable :</b>	93/42/CE
<b>N° Organisme notifié :</b>	0483
<b>Première mise sur le marché de l'UE :</b>	2001
<b>Fabricant :</b>	ENDO-FLEX





#### Descriptif du dispositif :

Panier d'extraction non filo-guidé utilisé pour capturer et retirer sous endoscopie les calculs biliaires. L'injection de produit de contraste est possible via le connecteur Luer-Lock latéral. L'utilisation est réalisée au travers d'un duodéroscope. Lithotripsie possible. Poignée et gaine métallique de lithotripsie non fournies.

Conditionnement : Boîte de 5 unités

#### Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Nombre de brins	Design du panier
PANIER EXTRACTEUR CALCULS BILIAIRES VOIE ENDO - OUVERTURE DU PANIER 30 MM LG 60MM - D.2,35MM LONG 200 CM	E161226	222676	4	
PANIER EXTRACTEUR CALCULS BILIAIRES VOIE ENDO - OUVERTURE DU PANIER 30 MM LG 60MM - D.2,35MM LONG 200 CM	E162226	222677	6	

#### Composition du dispositif et accessoires :

## Fiche Technique

### Principaux composants et matériaux :

Elément : Poignée	Matériau : Acier inoxydable / Polyoxyméthylène (POM) / (méthacrylate de méthyle)-acrylonitrile-butadiène- styrène (MABS)
Elément : Connecteur	Matériau : POM
Elément : Protection anti plicature	Matériau : PVC
Elément : Tube	Matériau : Polytétrafluoroéthylène
Elément : Panier	Matériau : Acier inoxydable

### Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

**Latex** : Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B** : Absence

**Origine animale ou biologique** : Absence

### Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

#### Domaines :

Digestif

Endoscopie

#### Indications :

Extraction calcul biliaire

Voies digestives

### 2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde d'éthylène

### 3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

#### Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

#### Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

S'assurer de la compatibilité avec les dispositifs médicaux associés avant usage

#### Durée de validité du produit :

3 ans.

### 4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

#### Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'instructions

### Contre-indications :

## Fiche Technique

Se référer à la notice d'instructions.

- Patient non à jeun
- Fragilité de la paroi intestinale
- Péritonite, abdomen aigu, par exemple perforation intestinale, ileus
- Etat septique
- Comorbidité, par exemple maladies cardiopulmonaires graves et décompensation
- Diathèse hémorragique incontrôlable
- Grossesse
- Anastomose gastro-intestinale récemment créée

### PIECES JOINTES :

Notice d'instructions.

### CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – [ccavelier@aseptinmed.fr](mailto:ccavelier@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01