

ENDOPROTHESE CORONAIRE COROFLEX® DELTA

Modèle étiquette de traçabilité :



4 Conditions de conservation

Température de conservation : entre 15° et 25° C

5 Sécurité d'utilisation

Compatibilité IRM :

IRM : (extrait de la notice d'utilisation)

Le stent est compatible IRM. Toutefois, par mesure de sécurité, l'IRM ne devrait pas être prescrit avant l'endothélialisation complète du stent implanté (environ 6-8 semaines), afin d'exclure toute migration du stent. Lors de l'examen, le champ magnétique peut produire des artefacts.