

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Câble mesure température

Nom commercial : Câble Mon-a-Therm

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée. Décontamination avec un décontaminant de surface

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> - Sans latex - Absence de produit d'origine animale - PVC recouvrant la partie active - Usage multiple

6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Voir notice. Services utilisateurs : blocs, réveils, soins intensifs...
6.2	<u>Indications :</u> Câble interface pour le monitoring de la température
6.3	<u>Contre- indications :</u> Voir notice