

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Couvre-sonde thermomètre Usage Unique

Nom commercial : Couvre-sonde pour thermomètre électronique FILAC 1500 oral ou rectal

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée, ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption.

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> <ul style="list-style-type: none">- Sans latex- Usage unique- Aucun composant d'origine animale- Aucun contact avec le couvre-sonde souillé, car utilisation du bouton d'éjection du couvre-sonde.

6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Consommable non stérile, non réutilisable, destiné à la prise de température orale ou rectale par un thermomètre FILAC F-1500.
6.2	<u>Indications :</u> Prise de la température orale ou rectale avec le thermomètre électronique prédictif FILAC F-1500
6.3	<u>Contre- indications :</u> Selon prescriptions médicales