

**Dossier d'information  
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Couvre-sonde pour thermomètre tympanique

Nom commercial : Couvre-sonde pour thermomètre tympanique Génius

<b>4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE</b>	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée, ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption.
<b>5. SECURITE D'UTILISATION</b>	
	<b><u>Sécurité technique et/ou biologique :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sans latex</li><li>- Usage unique</li><li>- Aucun composant d'origine animale</li><li>- Aucun contact avec le couvre-sonde souillé, car utilisation du bouton d'éjection du couvre-sonde.</li></ul>
<b>6. UTILISATION</b>	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> Consommable non stérile, non réutilisable, destiné à la prise de température tympanique par un thermomètre GENIUS.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Prise de la température tympanique avec le thermomètre GENIUS
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Selon prescriptions médicales, notamment en néonatalogie et en ORL (certaines affections gênantes).