

## Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : SONDE THERMOMETRIE STETHOSCOPE OESOPHAGIEN A UU

Nom commercial : Mon-a-Therm, sonde oesophagienne de monitoring de la température, des bruits cardiaques et de la fréquence respiratoire

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets Délai de péremption à respecter (5 ans).

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<b><u>Sécurité technique et/ou biologique :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sans latex</li><li>- Absence de produit d'origine animale</li><li>- Usage unique</li><li>- Contient du DHP</li></ul>

6. UTILISATION	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> Voir notice Lubrifier la sonde avant utilisation. A connecter à un stéthoscope pour l'écoute des bruits cardiaques et respiratoires.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Monitoring de la température en tiers inférieur œsophagien Monitoring de la fréquence cardiaque et respiratoire.
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Voir notice Sténose, diverticules de l'œsophage...etc...