

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : SONDE DE THERMOMETRIE CUTANEE UU

Nom commercial : Mon a therm, sonde de température cutanée

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée. Respect du délai de péremption (5 ans).

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> - Sans latex - Absence de produit d'origine animale - A usage unique

6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Voir notice
6.2	<u>Indications :</u> Monitoring de la température cutanée, efficacité maximale pour les nouveaux-nés placés en incubateur.
6.3	<u>Contre- indications :</u> Voir notice