

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : SONDE THERMOMETRIE TYMPANIQUE UU

Nom commercial : Mon-a –Therm, sonde de température tympanique

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets Respect du délai de péremption 5 ans.

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> Contient du DHP Sans latex Absence de produit d'origine animale Usage unique

6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Voir notice
6.2	<u>Indications :</u> Monitoring en continu de la température tympanique des patients.
6.3	<u>Contre - indications :</u> Voir notice