

Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Tubulure pour nutrition entérale par gravité à usage unique

Nom commercial : Tubulure avec prise d'air pour flacon rigide

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée, ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption 4 ans. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel.

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> <ul style="list-style-type: none">- Sans latex- Usage unique- Absence de produit d'origine animale

6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Consommable stérile, non réutilisable, destiné à l'administration par voie entérale de préparations nutritives ou médicamenteuses. Installer soigneusement la tubulure. S'assurer que le connecteur cranté est bien solidarisé à la tubulure. La tubulure doit être remplacée toutes les 24 heures.
6.2	<u>Indications :</u> Tubulure par gravité, destinée à l'administration par voie entérale de préparations nutritives et de médicaments.
6.3	<u>Contre- indications :</u> Aucune