

## Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Tubulure pour nutrition entérale par gravité à usage unique

Nom commercial : Tubulure par gravité avec prise d'air et avec panier pour flacon rigide

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée, ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel.

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<b><u>Sécurité technique et/ou biologique :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sans latex</li><li>- Usage unique</li><li>- Absence de produit d'origine animale</li></ul>

6. UTILISATION	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> Consommable stérile, non réutilisable, destiné à l'administration par voie entérale de préparations nutritives ou médicamenteuses. Installer soigneusement la tubulure. S'assurer que le connecteur cranté est bien solidarisé à la tubulure. La tubulure doit être remplacée toutes les 24 heures.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Tubulure par gravité, destinée à l'administration par voie entérale de préparations nutritives et de médicaments.
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Aucune