


**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Tubulure nutrition entérale par gravité usage unique

Nom commercial : Tubulure diamètre élargi pour nutrition entérale par gravité

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption Vérifier l'intégrité du protecteur individuel.
5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> <ul style="list-style-type: none">- Sans latex- Usage unique- Absence de produit d'origine animale
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Consommable stérile, non réutilisable, destiné à l'administration par voie entérale de préparations nutritives ou médicamenteuses. Installer soigneusement la tubulure S'assurer que le connecteur cranté est bien solidarisé à la tubulure La tubulure doit être remplacée toutes les 24 heures.
6.2	<u>Indications :</u> Alimentation entérale par gravité, particulièrement pour les produits épais et fibreux.
6.3	<u>Contre- indications :</u> Aucune



Numéro sur le Schéma	Composants	Matériaux utilisés
1	Protecteur	Polyéthylène
2	Perforateur	ABS
3 et 4	Chambre compte-gouttes et son couvercle	PVC
5	Régulateur de débit	ABS
6	Connecteur Y femelle	PVC RIGIDE
7 et 8	Protecteur avec lien	PE
9	Embout crénelé	ABS
10	Protecteur	PE
14	Tube transparent 3 X 4,1 X100cm	PVC
15	Tube transparent 4,5 X 5,5X1600cm	PVC