

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Tubulure pour nutrition entérale par pompe à usage unique

Nom commercial : Tubulure universelle pour nutrition entérale par pompe avec 2 trocarts vissables universels pour poches souples

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel.
5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> <ul style="list-style-type: none">- Sans latex- Absence de produit d'origine animale- Usage unique- Vérifier l'intégrité du protecteur individuel avant usage
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Consommable stérile, non réutilisable, destiné à l'administration par voie entérale de préparations nutritives ou médicamenteuses. Installer soigneusement la tubulure sur la pompe comme indiqué dans le manuel de fonctionnement de la pompe S'assurer de la sécurité de montage du protecteur blanc et du connecteur étagé rouge La tubulure doit être remplacée toutes les 24 heures. Consulter la notice d'emploi pour l'administration de deux solutions de viscosités différentes.
6.2	<u>Indications :</u> Alimentation entérale par pompe.
6.3	<u>Contre- indications :</u> Aucune