

Fiche Technique

Connecteur d'alimentation 2 voies MIC® ENFit™ pour sonde GPE MIC®

Set gastrostomie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : A50DZ99

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 2797

Première mise sur le marché de l'UE : Octobre 2016

Fabricant : AVANOS



Descriptif du dispositif :

Connecteur d'alimentation 2 voies MIC® ENFit™ avec capuchons pour sonde de GPE MIC® (technique PULL ou PUSH). Ce raccord permet de rallonger la durée d'utilisation de la sonde de GPE.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Diamètre CH/FR	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cond
Connecteur d'alimentation 2 voies MIC® ENFit™	CH14	8135-14	202066	Unitaire
	CH20	8135-20	202067	Unitaire
	CH24	8135-24	202068	Unitaire

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Corps

Matériau : Silicone

Élément : Connecteur ENFit

Matériau : ABS

Élément : Connecteur

Matériau : Polypropylène

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Indications :

Alimentation

Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : NA (Non stérile)

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Se référer à la notice d'utilisation.

Durée de validité du produit :

3 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Manuel d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01