

Cathéters Diagnostiques

Cathéters Bidirectionnels

BLAZER™ DX-20

Modèle	Configuration électrodes	Taille	Courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur (cm)	Câble
M004 20SL222 0	Duodécapolaire	7F	Super Large	2 / 2 / 2	100	M004 20S 0
M004 20SL555 0	Duodécapolaire	7F	Super Large	5 / 5 / 5	100	M004 20S 0
M004 20SL252 0	Duodécapolaire	7F	Super Large	2 / 5 / 2	100	M004 20S 0
M004 20SL282 0	Duodécapolaire	7F	Super Large	2 / 8 / 2	100	M004 20S 0
M004 20SL2102 0	Duodécapolaire	7F	Super Large	2 / 10 / 2	100	M004 20S 0
M004 20SL2860 0	Duodécapolaire	7F	Super Large	2 / 8 / 2 / 60 / 2 / 8 / 2	100	M004 20S 0
M004 20SL22025 0	Duodécapolaire	7F	Super Large	2 / 20 / 2 / 2 / 2 / 25 / 2 / 25 / 2 / 25 / 2	100	M004 20S 0
M004 20M222 0	Duodécapolaire	7F	Médium	2 / 2 / 2	100	M004 20S 0
M004 20M252 0	Duodécapolaire	7F	Médium	2 / 5 / 2	100	M004 20S 0
M004 20M25505 0	Duodécapolaire	7F	Médium	2 / 5 / 2 / 50 / 5 / 5 / 5 / 5	100	M004 20S 0
M004 20M27028 0	Duodécapolaire	7F	Médium	2 / 2 / 2 / 70 / 2 / 8 / 2 / 8 / 2	100	M004 20S 0
M004 20M5405 0	Duodécapolaire	7F	Médium	5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 40 / 5 / 5 / 5 / 5	100	M004 20S 0
M004 20M2840 0	Duodécapolaire	7F	Médium	2 / 8 / 2 / 8 / 40 / 2 / 8 / 2 / 8 / 2	100	M004 20S 0
M004 20M21035 0	Duodécapolaire	7F	Médium	2 / 10 / 2 / 35 / 2 / 10 / 2	100	M004 20S 0