

# SAC A EXTRACTION

## POLYCATCH

Sac extraction endochirurgie


### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

<b>Code CLADIMED :</b>	A64BA99
<b>Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :</b>	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
<b>Classe du DM :</b>	Is
<b>Directive de l'UE applicable :</b>	93/42/CE
<b>N° Organisme notifié :</b>	0483
<b>Première mise sur le marché de l'UE :</b>	04/07/2001
<b>Fabricant :</b>	MEDI-GLOBE



#### Descriptif du dispositif :

Polycatch est utilisé pour l'extraction de corps étrangers et polypes dans les voies gastro-intestinales.



#### Références Catalogue :

Référence ASI	Référence Fournisseur	Dim du sac			Dim Cathéter		CDT
		L	Ø	PROF	Ø	L	
220777	GFB-08-25-180	45mm	25mm	17mm	2,6mm	180cm	Carton de 10 unités
220778	GFB-08-25-230	45mm	25mm	17mm	2,6mm	230cm	Carton de 10 unités
220779	GFB-08-35-230	50mm	35mm	20mm	2,6mm	230cm	Carton de 10 unités

**Composition du dispositif et accessoires :**

**Principaux composants et matériaux :**

Elément : Poignée	Matériau : Polyoxyméthylène & MABS
Elément : Tube	Matériau : Polytetrafluoroethylene ou Polyéthylène HD
Elément : Protection anti plicature	Matériau : Poly chlorure de vinyle
Elément : Fil et anse	Matériau : Acier inoxydable
Elément : Sac	Matériau : Thermoplastique Polyuréthane

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires**

**Latex :** Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B:** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Digestif

Endoscopie

**Indications :**

Endoscopie

Endoscopie digestive

Extraction corps étranger

Voies digestives

**2 PROCEDE DE STERILISATION :** Oxyde éthylène

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage

**Durée de validité du produit :**

5 ans

**4 PRECAUTIONS D'EMPLOI**

**Mode d'emploi :**

Se référer à la notice d'utilisation

**PIECES JOINTES :**

Notice d'utilisation

**CONTACT :**

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – [agilbert@aseptinmed.fr](mailto:agilbert@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01